



HD balance

► Reservdelslista | Svenska




Innehållsförteckning

0. SAMMANSTÄLLNING




	Blad	Sida
Sammanställning sida 1	0.1	6
Sammanställning sida 2	0.2	8
Sammanställning Rullstolschassie sida 1	0.3	10
Sammanställning Rullstolschassie sida 2	0.4	12

A. UNDERREDE




	Blad	Sida
Hjulram 24"	A1.1	14
Hjulram 16"	A1.2	16
Hjulfäste skivbroms	A2.1	18
Hjulfäste enkel	A2.2	20
Länkhjul	A3.1	22
Drivhjul 24" och 20" 6-punkt, Drivringsadapter	A4.1	24
Drivhjul 16"	A4.2	26
Drivhjul 24" och 20" 4-punkt (Utgått)	A4.3	28
Tippskydd	A5.1	30
Tipplås	A6.1	32
Tippstång	A6.2	34
Däckbroms 24" & 16"	A7.1	36
Styrning tippskydd	A8.1	38
Tiltplåt	A9.1	40
Ekerskydd	A10.1	42
Länkhjulstapp kort	A11.1	44

B. SITS




	Blad	Sida
Sitsram	B1.1	46
Sitsram chassiemodell	B1.2	48
Sittbricka	B2.1	50
Gasfjäder	B3.1	52
Fast rygghållare	B3.2	54

C. RYGG




	Blad	Sida
Ryggram	C1.1	56
Flexiram	C2.1	58
Planrygg	C2.2	60
Körbygel standard	C3.1	62
Körbygel förhöjd bockad & +8 djup	C3.2	64
Körhandtag separata	C3.3	66
Körhandtagssida standard	C4.1	68
Körhandtagssida enkelt utförande	C4.2	70
Körhandtagssida vinkelställbar	C4.3	72
Vajerreglage	C5.1	74
Vajerreglage med låsning	C5.2	76
Vajersats broms	C5.3	78
Bålstödsfäste	C6.1	80
Ryggdistanser & Ryggöra bred/smälare	C7.1	82

D. BENSTÖD




	Blad	Sida
Benstöd standard sammanställning	D1.1	84
Benstöd vinkelställbart	D1.2	86
Benstöd fast vinkel 90° & 105°	D1.3	88
Knäled vinkelställbar	D1.4	90
Knäled frikopplingsbar	D1.5	92
Vadstöd delat standard	D2.1	94
Vadstöd +30 & +50 extra djup	D2.2	96
Vadstöd helt	D2.3	98
Vadstöd helt +30	D2.4	100
Vadband & Vadmatta	D2.5	102
Fotstöd delat	D3.1	104
Fotstöd helt	D3.2	106
Fotlåda	D3.3	108
Amputationsbenstöd	D4.1	110
Knäled amputationsbenstöd	D4.2	112
Hälband	D5.1	114
Fotstödssida	D6.1	116


E. ARMSTÖD



	Blad	Sida
Armstöd	E1.1	118
Armstöd med sidostöd Kil	E1.2	120
Armstödsenhet standrad	E2.1	122
Armstödsenhet lågt	E2.2	124
Armstödsenhet bred standard & bred lågt	E2.3	126
Sidostödsenhet standard & lågt	E3.1	128
Sidostöd Kil	E3.2	130
Sidostöd Kil (Utgått)	E3.3	132
Hemiplegiarmstöd hög modell	E4.1	134
Hemiplegiarmstöd låg modell	E4.2	136
Armstödssarg	E5.1	138
Armstödslås	E5.2	140
Distans Sidostöd	E6.1	142
Sidostödspolstring tunn	E7.1	144

F. TILLBEHÖR**Blad****Sida**

Bålstöd standard litet bred & smal pos.	F1.1	146
Bålstöd ställbart långt & kort	F1.2	148
Bålstöd Swing standard smal & bred pos.	F1.3	150
Bålstöd Swing ställbart kort smal & bred pos.	F1.4	152
Bålstöd Swing ställbart lång smal & bred pos.	F1.5	154
Bålstöd Mini	F1.6	156
Bålstöd Swing Mini	F1.7	158
Led Bålstöd Swing	F1.8	160
Bord	F2.1	162
Stödbord	F2.2	164
Muggbord med fäste	F2.3	166
Fäste bord standard & med låsning	F2.4	170
Nackstöd	F3.1	172
Sidostöd och fäste till nackstöd	F3.2	174
Huvudstöd Side & Side+	F3.3	176
Sidostöd och fäste till huvudstöd	F3.4	178
Huvudstöd Basic	F3.5	180
Ställrör huvudstöd/nackstöd	F3.6	182
Bältesfäste	F4.1	184
Väskkrok	F4.1	184
Profilstopp	F4.1	184
Bendelare & Bendelarfäste	F5.1	186
Bröstselefäste för Flexiryg	F6.1	188
Bröstselefäste för Planrygg	F6.2	190
Droppställning HD inkl fäste	F7.1	192
Utfyllnadskudde	F8.1	194
Fotplattspolstring delad & hel fotplatta	F9.1	196
Elektrisk tilt-rygg	F10.1	198
Axelstöd	F11.1	200
Syrgashållare	F12.1	202

G. DYNOR**Blad****Sida**

Sittdynor	G1.1	204
Ryggdyna Standard	G2.1	206
Ryggdyna Plan	G2.2	208

HD Balance komfortrullstolar

HD Balance 24

Art.nr.	Benämning
---------	-----------

Standard

60210-6	HD Balance 24 sb38
60310-6	HD Balance 24 sb42
60410-6	HD Balance 24 sb46
60510-6	HD Balance 24 sb50

Förlängd

60215-6	HD Balance 24 sb38 Förlängd
60315-6	HD Balance 24 sb42 Förlängd
60415-6	HD Balance 24 sb46 Förlängd
60515-6	HD Balance 24 sb50 Förlängd

Förstärkt

60220-6	HD Balance 24 sb38 Förstärkt
60320-6	HD Balance 24 sb42 Förstärkt
60420-6	HD Balance 24 sb46 Förstärkt
60520-6	HD Balance 24 sb50 Förstärkt

Förstärkt & Förlängd

60225-6	HD Balance 24 sb38 Förstärkt Förlängd
60325-6	HD Balance 24 sb42 Förstärkt Förlängd
60425-6	HD Balance 24 sb46 Förstärkt Förlängd
60525-6	HD Balance 24 sb50 Förstärkt Förlängd

Rullstolschassi

60230-6	Rullstolschassi 24 sb38
60330-6	Rullstolschassi 24 sb42
60430-6	Rullstolschassi 24 sb46
60530-6	Rullstolschassi 24 sb50

Rullstolschassi Förlängd

60235-6	Rullstolschassi 24 sb38 Förlängd
60335-6	Rullstolschassi 24 sb42 Förlängd
60435-6	Rullstolschassi 24 sb46 Förlängd
60535-6	Rullstolschassi 24 sb50 Förlängd

HD Balance 16

Art.nr.	Benämning
---------	-----------

Standard

60250-6	HD Balance 16 sb38
60350-6	HD Balance 16 sb42
60450-6	HD Balance 16 sb46
60550-6	HD Balance 16 sb50

Förlängd

60255-6	HD Balance 16 sb38 Förlängd
60355-6	HD Balance 16 sb42 Förlängd
60455-6	HD Balance 16 sb46 Förlängd
60555-6	HD Balance 16 sb50 Förlängd

Förstärkt

60260-6	HD Balance 16 sb38 Förstärkt
60360-6	HD Balance 16 sb42 Förstärkt
60460-6	HD Balance 16 sb46 Förstärkt
60560-6	HD Balance 16 sb50 Förstärkt

Förstärkt & Förlängd

60265-6	HD Balance 16 sb38 Förstärkt Förlängd
60365-6	HD Balance 16 sb42 Förstärkt Förlängd
60465-6	HD Balance 16 sb46 Förstärkt Förlängd
60565-6	HD balance 16 sb50 Förstärkt Förlängd

Rullstolschassi

60270-6	Rullstolschassi 16 sb38
60370-6	Rullstolschassi 16 sb42
60470-6	Rullstolschassi 16 sb46
60570-6	Rullstolschassi 16 sb50

Rullstolschassi Förlängd

60275-6	Rullstolschassi 16 sb38 Förlängd
60375-6	Rullstolschassi 16 sb42 Förlängd
60475-6	Rullstolschassi 16 sb46 Förlängd
60575-6	Rullstolschassi 16 sb50 Förlängd

Reservdelslista**HD Balance****Blad 0.1**

Avser sprängskiss:

Sammanställning sida 1


0.1 - rev. C

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1		HJULRAM 24	se blad A1.1
		HJULRAM 24 Förstärkt	se blad A1.1
		HJULRAM 16	se blad A1.2
		HJULRAM 16 Förstärkt	se blad A1.2
2		SITTRAM	se blad B1.1
		SITTRAM Förstärkt	se blad B1.1
3		RYGGRAM	se blad C1.1
		RYGGRAM Förstärkt	se blad C1.1
4		RYGGSYSTEM	se blad C2.1
5		TILTPLÅT	se blad A9.1
6	81350	SKRUV K6S M8x16 SV.	
7	81523	LÅSMUTTER M8 FZ	
8	81603	BRICKA BRB8,4x16x1,5	
9	67061	LEDBRICKA tiltplåt	
10	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 SVART	
11	81344	SKRUV K6S M6x35 SV.	
12	62192	LEDTAPP ramled	
13	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	
14	81731	SPÅRRING SGA 10	
15		GASFJÄDER	se blad B3.1
16		TIPPSTÅNG med stoppring	se blad A6.1
17		LEDTAPP gasfjäder	se blad A6.1
18		TIPPLÅS	se blad A6.1
19		SPÅRRING SGA 20	se blad A6.1
20		STOPPRING tippstång	se blad A6.1
21	81325	SKRUV P6SS M6x12	
	62250-9	SKRUVSATS Flexi kpl sats	22-24
22	81256	BULT MVBF M6x20 svart	
23	81671	BRICKA pl. 26x3x6.5	
24	81545	MUTTER DIN 6926 M6 Flänslåsmutter	

Sammanställning sida 1

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad 0.2**

Avser sprängskiss:

Sammanställning sida 2


0.2 - rev. B

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
24		LÄNKHJUL	se blad A3.1
25	81665	BRICKA PS 12x18x1.2	
26	81735	SPÅRRING SGA 12	
27	82102	TÄCKPLUGG hjul	
28		DÄCKBROMS	se blad A7.1
29		BRICKA 6.4x18x1.6	se blad A7.1
30		SKRUV M6SF M6x12 FZB	se blad A7.1
31		TIPPSKYDD	se blad A5.1
32		SITTBRICKA kpl	se blad B2.1
33		HJUL 24"	se blad A4.1
		HJUL 20"	se blad A4.1
		HJUL 16"	se blad A4.2
34		KÖRBYGEL	se blad C3.1
35		VAJERREGLAGE rygg	se blad C5.1
36		VAJERREGLAGE tilt	se blad C5.1
37	81294	SKRUV K6S M6x16 FZB	
38	82445	VAJERSATS Broms std kpl med ändstycken	
39		KÖRHANDTAGSSIDA	se blad C4.1

Sammanställning sida 2

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad 0.3**

Avser sprängskiss:

Sammanställning Rullstolschassie sida 1


0.3 - rev. B

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1		HJULRAM 24 Förstärkt	se blad A1.1
		HJULRAM 16 Förstärkt	se blad A1.1
2		SITTRAM Förstärkt	se blad A1.1
3		RYGGRAM Förstärkt	se blad A1.1
4		TILTPLÅT	se blad A9.1
5	81350	SKRUV K6S M8x16 SV	
6	81523	LÅSMUTTER M8 FZ	
7	81603	BRICKA BRB8,4X16X1.5	
8	67061	LEDBRICKA tiltplåt	
9	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 Svart	
10	81344	SKRUV K6S M6x35 SV.	
11	62192	LEDTAPP ramled	
12	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	
13	81731	SPÅRRING SGA 10	
14		FAST RYGGHÅLLARE	se blad B3.2
15		TIPPSTÅNG med stoppring	se blad A6.1
16		LEDTAPP	se blad A6.1
17		TIPPLÅS	se blad A6.1
18		SPÅRRING SGA 20	se blad A6.1
19		STOPPRING tippstång	se blad A6.1
20	81325	SKRUV P6SS M6x12	

Sammanställning Rullstolschassie sida 1

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad 0.4**

Avser sprängskiss:

Sammanställning Rullstolschassie sida 2


0.4 - rev. A

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
20		LÄNKHJUL	se blad A3.1
21	81665	BRICKA PS 12x18x1.2	
22	81735	SPÅRRING SGA 12	
23	82102	TÄCKPLUGG	
24		DÄCKBROMS	se blad A7.1
25		BRICKA 6.4x18x1.6	se blad A7.1
26		SKRUV M6SF M6x12 FZB	se blad A7.1
27		TIPPSKYDD	se blad A5.1
28		SITTBRICKA kpl	se blad B2.1
29		HJUL 24"	se blad A4.1
		HJUL 16"	se blad A4.2
30		KÖRBYGEL	se blad C3.1
31		VAJERREGLAGE tilt	se blad C5.1
32	81294	SKRUV K6S M6x16 FZB	
33	82445	VAJERSATS Broms std kpl med ändstycken	
34		KÖRHANDTAGSSIDA	se blad C4.1

Sammanställning Rullstolschassie sida 2

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A1.1**

Avser sprängskiss:
A1.1 - rev. A


Hjulram 24" kpl

rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62500-6	HJULRAM 24 sb38 svart kpl	1-13
	63500-6	HJULRAM 24 sb42 svart kpl	1-13
	64500-6	HJULRAM 24 sb46 svart kpl	1-13
	65500-6	HJULRAM 24 sb50 svart kpl	1-13
	62501-6	HJULRAM 24 Förstärkt sb38 svart kpl *	1-13
	63501-6	HJULRAM 24 Förstärkt sb42 svart kpl *	1-13
	64501-6	HJULRAM 24 Förstärkt sb46 svart kpl *	1-13
	65501-6	HJULRAM 24 Förstärkt sb50 svart kpl *	1-13
1		HJULRAM 24" sb38 svart	
1		HJULRAM 24" sb42 svart	
1		HJULRAM 24" sb46 svart	
1		HJULRAM 24" sb50 svart	
1		HJULRAM 24" Förstärkt sb38 svart *	
1		HJULRAM 24" Förstärkt sb42 svart *	
1		HJULRAM 24" Förstärkt sb46 svart *	
1		HJULRAM 24" Förstärkt sb50 svart *	
2	82501	KULLAGER 28x12x8	
3	67210	HJULFÄSTE vänster kpl med skivbroms	se blad A 2.1
4	67220	HJULFÄSTE höger kpl med skivbroms	se blad A 2.1
5	81247	SKRUV MC6S M8x40 fzb	
6	81395	SKRUV MC6S M8x50 fzb	
7	81543	MUTTER DIN 6926 M8 Flänslåsmutter svart	
8	67129	BROMSBALK	
9	81448	BLINDNIT 4,8x21x120	
10	81630	BRICKA NB 5x13x1	
11	62530	STYRNING tippskydd kpl	Se blad A 8.1
12	81444	BLINDNIT 4.0x8 AI	
13	62541	TVÄRRÖR sb38 Alum.	
	63541	TVÄRRÖR sb42 Alum.	
	64541	TVÄRRÖR sb46 Alum.	
	65541	TVÄRRÖR sb50 Alum.	
* För mer information om hjulram förstärkt vänligen se infoblad 95946 Utförande för hård belastning			
 HD Rehab AB Box 1263 181 24 Lidingö Sweden Tel +46 (0)8 7670480 Fax +46 (0)8 7675000 www.hdrehab.se			

Hjulram 24" kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A1.2**

Avser sprängskiss:
A1.2 - rev. A


Hjulram 16" kpl

rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62600-6	HJULRAM 16" sb38 svart kpl	1-10
	63600-6	HJULRAM 16" sb42 svart kpl	1-10
	64600-6	HJULRAM 16" sb46 svart kpl	1-10
	65600-6	HJULRAM 16" sb50 svart kpl	1-10
	62601-6	HJULRAM 16" Förstärkt sb38 svart kpl *	
	63601-6	HJULRAM 16" Förstärkt sb42 svart kpl *	
	64601-6	HJULRAM 16" Förstärkt sb46 svart kpl *	
	65601-6	HJULRAM 16" Förstärkt sb50 svart kpl *	
1		HJULRAM 16" sb38 Svart	
1		HJULRAM 16" sb42 Svart	
1		HJULRAM 16" sb46 Svart	
1		HJULRAM 16" sb50 Svart	
		HJULRAM 16" Förstärkt sb38 Svart *	
		HJULRAM 16" Förstärkt sb42 Svart *	
		HJULRAM 16" Förstärkt sb46 Svart *	
		HJULRAM 16" Förstärkt sb50 Svart *	
2	62530	STYRNING tippskydd kpl	se blad A 8.1
3	62541	TVÄRRÖR sb38 Aluminium HD Balance	
3	63541	TVÄRRÖR sb42 Aluminium HD Balance	
3	64541	TVÄRRÖR sb46 Aluminium HD Balance	
3	65541	TVÄRRÖR sb50 Aluminium HD Balance	
4	67210	HJULFÄSTE vänster kpl skivbroms	se blad A 2.1
5	67220	HJULFÄSTE höger kpl skivbroms	se blad A 2.1
6	81247	SKRUV MC6S M8x40 fzb	
7	81395	SKRUV MC6S M8x50 fzb	
8	81444	BLINDNIT 4.0x8 Aluminium	
9	81543	MUTTER DIN 6926 M8 Flänslåsmutter svart	
10	82501	KULLAGER 28x12x8	
11	67129	BROMSBALK 24" utförande	
12	81448	BLINDNIT 4,8x17x120	
13	81630	BRICKA NB 5x13x1	
* För mer information om hjulram förstärkt vänligen se infoblad 95946 Utförande för hård belastning			
 HD Rehab AB Box 1263 181 24 Lidingö Sweden Tel +46 (0)8 7670480 Fax +46 (0)8 7675000 www.hdrehab.se			

Hjulram 16" kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A2.1**

Avser sprängskiss:
A2.1 - rev. A


Hjulfäste skivbroms kpl

rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67210	HJULFÄSTE vänster kpl skivbroms	1-17
	67220	HJULFÄSTE höger kpl skivbroms	1-17
1		HJULFÄSTE vänster med bussning	
1		HJULFÄSTE höger med bussning	
	67231	VRIDTAPP vänster kpl	2-4
	67232	VRIDTAPP höger kpl	2-4
2		VRIDSKIVA vänster	
2		VRIDSKIVA höger	
3		VRIDTAPP v skivbroms	
3		VRIDTAPP h skivbroms	
4	81310	SKRUV SK 6SS 5x8	
5	81318	SKRUV P6SS 4x8	
6	81863	FJÄDER skivbroms	
7	67219	PLÅT vajerfäste	
8	81342	SKRUV K6S M5x10	
9	16523	BROMSKOLV-belägg	
10	70224	BROMSOK-belägg	
11	81223	SKRUV F6S M8x30	
12	81644	BRICKA PA broms	
13	67216	BROMSSKIVA	
14	81736	SPÅRRING SGA 17	
15	67227	LÅSTAPP hjulaxel	
16	81859	FJÄDER snabbaxel	
17	81715	SPÅRRYTARE RS-6	

Hjulfäste skivbroms kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad A2.2**

Avser sprängskiss:

Hjulfäste enkel kpl


A2.2 - rev. A

rev. 20150830

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67245	HJULFÄSTE kpl vänster	1-4
	67240	HJULFÄSTE kpl höger	1-4
1		HJULFÄSTE enkel med bussning vänster	
1		HJULFÄSTE enkel med bussning höger	
2	67227	LÅSTAPP	
3	81715	SPÅRRYTTARE RS-6	
4	81859	FJÄDER snabbaxel	

Hjulfäste enkel kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad A3.1
Avser sprängskiss: A3.1 - rev. C	Länkhjul	rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1		GAFFELTAPP	
2		LÄNKHJULSGAFFEL	
3	81524	MUTTER Låsmutter M10 FZB	
4	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	
	67310	LÄNKHJUL 175x43 Pur kpl med gaffel	5-8
	67320	LÄNKHJULSGAFFEL kpl 175-200 53mm	1-4
5	67331	HJUL 175x43 Pur navbredd 53mm	
6	81255	BULT M6S M8x75 FZB	
7	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
8	81603	BRICKA BRB8,4x16x1,5	
	67316	LÄNKHJUL 175x28 Gummi kpl med gaffel	9-12
	67320	LÄNKHJULSGAFFEL kpl 175-200 53mm	1-4
9	67336	HJUL 175x28 Gummi navbredd 46mm	
10	67336-9	DISTANSBRICKA 12x3,5 till nav 46mm	
11	81208	BULT M6S M8x70	
12	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
	67317	LÄNKHJUL 200x28 Gummi kpl med gaffel	13-16
	67320	LÄNKHJULSGAFFEL kpl 175-200 53mm	1-4
13	67337	HJUL 200x28 Gummi navbredd 46mm	
14	67336-9	DISTANSBRICKA 12x3,5 till nav 46mm	
15	81208	BULT M6S M8x70	
16	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
	67314	LÄNKHJUL 200x50 Flexel kpl med gaffel	17-20
	67320	LÄNKHJULSGAFFEL kpl 175-200 53mm	1-4
17	67338	HJUL 200x50 Flexel navbredd 53mm	
18	81255	BULT M6S M8x75 FZB	
19	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
20	81603	BRICKA BRB8,4x16x1,5	
	67315	LÄNKHJUL 125x27 Gummi kpl med gaffel	21-23
	67320	LÄNKHJULSGAFFEL kpl 175-200 53mm	1-4
21	67334	HJUL 5" Gummi 125x27mm navbredd 53mm	
22	81208	BULT M6S M8x70	
23	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
	67318	LÄNKHJUL 125x27 Gummi kpl m. Förlängd gaffel	24-27
	67323	LÄNKHJULSGAFFEL Förlängd kpl 125-53mm	2-4 & 27-28
24	67334	HJUL 5" Gummi 125x27mm navbredd 53mm	
25	81208	BULT M6S M8x70	
26	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
27		GAFFELTAPP Förlängd	
28		HYLSA till förlängd gaffel	

Länkhjul

Denna ritning får ej kopieras eller överlämnas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A4.1**

Avser sprängskiss:

Drivhjul 24" och 20" 6p


A4.1 - rev. A

rev. 2021-08-16

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67505-1	HJUL 24" PUR-AL drivring aluminium 6p	1-11
	67505-2	HJUL 24" PUR-RF drivring rostfri 6p	1-11
	67505-3	HJUL 24" PUR-PL drivring plastad 6p	1-11
	67506-1	HJUL 24" FLEXEL-AL drivring aluminium 6p	1-11
	67506-2	HJUL 24" FLEXEL-AL drivring rostfri 6p	1-11
	67506-3	HJUL 24" FLEXEL-AL drivring plastad 6p	1-11
	67507-1	HJUL 24" LUFT-AL drivring aluminium 6p	1-11
	67507-2	HJUL 24" LUFT-RF drivring rostfri 6p	1-11
	67507-3	HJUL 24" LUFT-PL drivring plastad 6p	1-11
	67515-1	HJUL 20" PUR-AL drivring aluminium	1-11
	67515-2	HJUL 20" PUR-RF drivring rostfri	1-11
	67515-3	HJUL 20" PUR-PL drivring plastad	1-11
	67516-1	HJUL 20" FLEXEL-AL drivring aluminium	1-11
	67516-2	HJUL 20" FLEXEL-RF drivring rostfri	1-11
	67516-3	HJUL 20" FLEXEL-PL drivring plastad	1-11
	67517-1	HJUL 20" LUFT-AL drivring aluminium	1-11
	67517-2	HJUL 20" LUFT-RF drivring rostfri	1-11
	67517-3	HJUL 20" LUFT-PL drivring plastad	1-11
1	85149	DÄCK 24" PUR	
1	85159	DÄCK 20" PUR	
1	85181	DÄCK 24" (till Flexel)	
1	85182	DÄCK 20" (till Flexel)	
1	15453	DÄCK 24" (till Luft)	
1	85170	DÄCK 20" (till Luft)	
1	85178	FLEXELSLANG 24"	
1	85179	FLEXELSLANG 20"	
1	15462	SLANG 24"x1 3/8 bilventil	
1	85174	SLANG 20" bilventil	
2	15491	DRIVRING 24" Alu. 6p	
2	15591	DRIVRING 20" Alu. 6p	
2	15492	DRIVRING 24" Rostfritt 6p	
2	15592	DRIVRING 20" Rostfritt 6p	
2	15493	DRIVRING 24" Plastad 6p	
2	15593	DRIVRING 20" Plastad 6p	
3		DRIVRINGSCLIPS	
4		DISTANS drivring lång	
5		DISTANS drivring kort	
6	81108	SKRUV MRX 5x40 fzb	
7	82501	KULLAGER 28x12x8	
8	67541	HJULAXEL 24-tum	
9	81735	SPÅRRING SGA 12	
10	82102	TÄCKPLUGG hjul	
11		DRIVTAPP 24"-gänga	
	15499-1	DRIVRINGSADAPTER sats till 1st Hjul 6p	12-13
	15499-2	DRIVRINGSADAPTER sats till 2st Hjul 6p	12-13
12		SKRUV MRX 5x25 fzb	
13		DISTANS inflyttad drivring 10x8x5,2 PE Svart	

Drivhjul 24" och 20" 6-punkt

Denna ritning får ej kopieras eller överlämnas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A4.2**

Avser sprängskiss:
A4.2 - rev. B


Drivhjul 16"

rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67551-1	HJUL 16" PUR med hjulaxel	1-7
	67552-1	HJUL 16" FLEXEL med hjulaxel	1-7
	67553-1	HJUL 16" LUFT med hjulaxel	1-7
		HJUL 16" PUR/skivbr. utan axel	4-7
		HJUL 16" FLEXEL utan axel	4-7
		HJUL 16" LUFT utan axel	4-7
1	67581	HJULAXEL 16"	
2	81735	SPÅRRING SGA 12	
3	82102	TÄCKPLUGG hjul	
		FÄLG 16" med lager	6-7
4	85167	DÄCK 16" PUR	
4	15652	DÄCK 16" IA 2601 16x1.75 (47-305) (till flexel)	
4	85161	FLEXISLANG 16"	
4	15651	DÄCK 16" IA 2603 (till luft)	
4	15661	SLANG 16" bilventil	
5		DRIVTAPP 12"-gänga	
6		FÄLG 16-tum svart	
7	82501	KULLAGER 28x12x8	

Drivhjul 16"

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A4.3**

Avser sprängskiss:
A4.1 - rev. A


Drivhjul 24" och 20" (Utgått)

rev. 2016-01-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67501-1	HJUL 24" PUR-AL drivring aluminium	1-9
	67501-2	HJUL 24" PUR-RF drivring rostfri	1-9
	67501-3	HJUL 24" PUR-PL drivring Polymer Kompakt	1-9
	67502-1	HJUL 24" FLEXEL-AL drivring aluminium	1-9
	67502-2	HJUL 24" FLEXEL-RF drivring rostfri	1-9
	67502-3	HJUL 24" FLEXEL-PL drivring Polymer Kompakt	1-9
	67503-1	HJUL 24" LUFT-AL drivring aluminium	1-9
	67503-2	HJUL 24" LUFT-RF drivring rostfri	1-9
	67503-3	HJUL 24" LUFT-PL drivring Polymer Kompakt	1-9
	67521-1	HJUL 20" PUR-AL drivring aluminium	1-9
	67521-2	HJUL 20" PUR-RF drivring rostfri	1-9
	67521-3	HJUL 20" PUR-PL drivring Polymer Kompakt	1-9
	67522-1	HJUL 20" FLEXEL-AL drivring aluminium	1-9
	67522-2	HJUL 20" FLEXEL-RF drivring rostfri	1-9
	67522-3	HJUL 20" FLEXEL-PL drivring Polymer Kompakt	1-9
	67523-1	HJUL 20" LUFT-AL drivring aluminium	1-9
	67523-2	HJUL 20" LUFT-RF drivring rostfri	1-9
	67523-3	HJUL 20" LUFT-PL drivring Polymer Kompakt	1-9
1		DÄCK 24" PUR	
1		DÄCK 20" PUR	
1		DÄCK 24x1	
		DÄCK 20x1	
1		SLANG 24x1 Flexel	
1		SLANG 20x1 Flexel	
1		SLANG 24x1 bilventil	
1		SLANG 20x1 bilventil	
2		DRIVRING 24" Alu.	
2		DRIVRING 20" Alu.	
2		DRIVRING 24" Rostfritt	
2		DRIVRING 20" Rostfritt	
2		DRIVRING 24" Plastad Polymer Kompakt	
2		DRIVRING 20" Plastad Polymer Kompakt	
3		DISTANS drivring	
4		SKRUV MTX M5x35 rostfri A2 TORX	
5		KULLAGER 28x12x8	
6		HJULAXEL 24-tum	
7		SPÅRRING SGA 12	
8		TÄCKPLUGG hjul	
9		DRIVTAPP 24"-gänga	

Drivhjul 24" och 20" 4-punkt (Utgått)

Denna ritning får ej kopieras eller överlämnas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A5.1**

Avser sprängskiss:
A5.1 - rev. A


Tippskydd

rev. 20110125

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62681	TIPPSKYDD 16" std	1-5
	62582	TIPPSKYDD 20" std	1-5
	62581	TIPPSKYDD 24" std	1-5
		TRAMPKLOSS kpl med rulle	1-3
1		TRAMPKLOSS tippskydd	
2		HÅLNIT KHN 6x28 fzb	
3		MÖBELRULLE	
4		TIPPSKYDDSDOCK 16" Al. profil	
4		TIPPSKYDDSDOCK 20" Al. profil	
4		TIPPSKYDDSDOCK 24" Al. profil	
5	81449	BLINDNIT 4,8x16ST/S	

Tippskydd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad A6.1**

Avser sprängskiss:
A6.1 - rev. B


Tippplås med tippstång

rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67812-1	TIPPLÅS kpl sats utan tippstång	1-13
		TIPPLÅS utan tippstång	2-13
1	81732	SPÅRRING SGA 20	
2	81874	FJÄDER tippplås invändig	
3		HYLSA tippplås	
4		LÅSTAPP tippplås	
	11025-1	SKRUVHYLSA kpl	12-13
5		KULTAPP	
6		STÄLLSKRUV tippplås	
7		TIPPLÅSHÅLLARE	
8	81312	SKRUV P6SS M5x5	
9	81515	MUTTER ML6M M6 FZB	
10		TRÅDSÄKRING RW 10	
11		FJÄDER tippplåstapp	
12		SKRUVHYLSA	
13		BROMSKUTS	
	67810	TIPPLÅS kpl med tippstång standard	1-17
	67815	TIPPLÅS kpl med tippstång förlängd	1-17
14	11038	STOPPRING TIPPSTÅNG	
15	11039	LEDTAPP gasfjäder	
		TIPPLÅS utan tippstång	2-13
		TIPPSTÅNG med stoppring standard	Se blad A6.2
		TIPPSTÅNG med stoppring förlängd	Se blad A6.2
16	81325	SKRUV P6SS M6x12	
17	81731	SPÅRRING SGA 10	

Tipplås med tippstång

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB







Reservdelsslista	HD Balance	Blad A6.2
Avser sprängskiss: A6.2 - rev. A	Tippstång standard, förlängd och +5cm	rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67820-1	TIPPSTÅNG kpl sats standard	1-7
		TIPPSTÅNG std med stoppring	3-7
1	11038	STOPPRING tippstång	
2	81325	SKRUV P6SS M6x12	
3	11038	STOPPRING tippstång	
4	81305	SKRUV SK6SS 6x6	
		TIPPSTÅNG std	5-7
5		TIPPSTÅNG stång standard	
6		FÄSTGAFFEL	
7	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	
	67825-1	TIPPSTÅNG kpl sats förlängd	8-14
		TIPPSTÅNG förlängd med stoppring	10-14
8	11038	STOPPRING tippstång	
9	81325	SKRUV P6SS M6x12	
10	11038	STOPPRING tippstång	
11	81305	SKRUV P6SS M6x12	
		TIPPSTÅNG förlängd	12-14
12		TIPPSTÅNG stång förlängd	
13		FÄSTGAFFEL	
14	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	
	67827-1	TIPPSTÅNG +5 cm standard	15-21
		TIPPSTÅNG +5 cm standard med stoppring	17-21
15	11038	STOPPRING tippstång	
16	81325	SKRUV P6SS M6x12	
17	11038	STOPPRING tippstång	
18	81305	SKRUV SK6SS 6x6	
		TIPPSTÅNG +5 cm standard	19-21
19		TIPPSTÅNG standard	
20		FÄSTGAFFEL förlängd	
21	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	
	67828-1	TIPPSTÅNG +5 cm förlängd kpl sats	22-28
		TIPPSTÅNG +5 cm förlängd med stoppring	24-28
22	11038	STOPPRING tippstång	
23	81325	SKRUV P6SS M6x12	
24	11038	STOPPRING tippstång	
25	81305	SKRUV SK6SS 6x6	
67828		TIPPSTÅNG +5 cm förlängd	26-28
26		TIPPSTÅNG stång förlängd	
27		FÄSTGAFFEL förlängd	
28	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	

Tippstång standard, förlängd och +5cm

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A7.1**

Avser sprängskiss:
A7.1 - rev. B


Däckbroms 24" & 16"

rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67110	DÄCKBROMS 24" vänster	1-14
	67120	DÄCKBROMS 24" höger	1-14
	67131	DÄCKBROMS 16" vänster	1-14
	67132	DÄCKBROMS 16" höger	1-14
	67130-1	DÄCKBROMS 16" Par kpl sats	1-17
	67115	DÄCKBROMS 24" Förlängd vänster	1-14
	67125	DÄCKBROMS 24" Förlängd höger	1-14
	67133	DÄCKBROMS 16" Förlängd vänster	1-14
	67134	DÄCKBROMS 16" Förlängd höger	1-14
		BROMSLÄNK däckbroms	
		BROMSHUS vänster	
		BROMSHUS höger	
		BROMSSPAK 24" utförande	
		BROMSARM 24" utförande (till 67110 och 67120)	
		BROMSARM 16" utförande (till 67131 och 67132)	
5	67117	BROMSTAPP 24" utförande	
6		TÄCKBRICKA broms 24" utförande	
7		STIFT broms 24" utförande	
8	81195	SKRUV M6SF M6x12 FZB	
9	81293	SKRUV K6S M6S M6x10 SV.	
10	81294	SKRUV K6S M6x16 FZB	
11	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 svart	
12		HÅLNIT KHN 5x10 FZB	
13	81872	FJÄDER däckbroms	
14	82159	HANDTAG softex 12mm	
15	67129	BROMSBALK 24" utförande	
16	81448	BLINDNIT 4.8x21x120	
17	81630	BRICKA NB 5x13x1	

Däckbroms 24" & 16"

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A8.1**Avser sprängskiss:
A8.1 - rev. A


Styrning tippskydd, kpl

rev. 2025-02-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62530	STYRNING tippskydd kpl	1-4
1		STYRNING tippskydd PA svart	
2		LÅSTAPP tippskydd	
3	81710	SPÅRRYTTARE RS-4	
4	81871	FJÄDER vred	

Styrning tippskydd, kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad A9.1
Avser sprängskiss: A9.1 - rev. A	Tiltplåtar	rev. 2025-02-05


Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67051-5	TILTPLÅT standard, 1 par	1
	67052-5	TILTPLÅT förhöjd 5 cm, 1 par	2
	67053-5	TILTPLÅT sänkt 3 cm, 1 par	3
	67056-5	TILTPLÅT framflyttad 3 cm. 1 par	4
	67057-5	TILTPLÅT bakflyttad 3 cm, 1 par	5
	67059-5	TILTPLÅT bakflyttad 3 cm & sänkt 3 cm, 1 par	6
1		TILTPLÅT standard svart	
2		TILTPLÅT förhöjd 5 cm svart	
3		TILTPLÅT sänkt 3 cm svart	
4		TILTPLÅT framflyttad 3 cm svart	
5		TILTPLÅT bakflyttad 3 cm svart	
6		TILTPLÅT bakflyttad 3 cm & sänkt 3 cm svart	
	69951-6	OMBYGGNADSSATS Tiltplåtar Höjd sitshöjd +5cm	Se bilaga 95762
	69952-6	OMBYGGNADSSATS Tiltplåtar Sänkt sitshöjd 3cm	Se bilaga 95762
	69953-6	OMBYGGNADSSATS Tiltplåtar Höjd sitshöjd +5cm och ökad sitstilt 0-30°	Se bilaga 95762
	69956-6	OMBYGGNADSSATS Tiltplåtar Framflyttad sits 3cm	Se bilaga 95762
	69957-6	OMBYGGNADSSATS Tiltplåtar Bakflyttad sits 3cm	Se bilaga 95762
	69959-6	OMBYGGNADSSATS Tiltplåtar Bakflyttad 3cm och Sänkt 3cm	Se bilaga 95762

Tiltplåtar


Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




1 Standard




2 Förhöjd 5 cm




3 Sänkt 3 cm



4 Framflyttad 3 cm



5 Bakflyttad 3 cm



6 Bakflyttad 3 cm & sänkt 3 cm

Reservdelsslista**HD Balance****Blad A10.1**

Avser sprängskiss:
A10.1 - rev. B

Ekerskydd

rev. 2018-02-26

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
------	---------	-----------	-------

Till Hjul med 6 infästningspunkter


1	15471	EKERSKYDD 24tum vakumformat transparent	
3	84521	Buntband 100x2.5 vit/natur (ingår i art.nr. 15471)	
2	15472	EKERSKYDD 20tumm vakumformat transparent	
3	84521	Buntband 100x2.5 vit/natur (ingår i art.nr. 15472)	

Till hjul med 4 infästningspunkter

4	15475	EKERSKYDD 24tum vakumformat transparent	
3	84521	Buntband 100x2.5 vit/natur (ingår i art.nr. 15475)	
5	15476	EKERSKYDD 20tum vakumformat transparent	
3	84521	Buntband 100x2.5 vit/natur (ingår i art.nr. 15476)	


Ekerskydd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Kort axeltapp till länkhjul

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad A11.1**

Avser sprängskiss:

Kort axeltapp till länkhjul

A11.1 - rev. A


rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69991-1	OMBYGGNADSSATS Länkhjulstapp kort	1-2
1		AXELTAPP länkhjul	
2	81160	SKRUV K6S M5x10 A2	

Reservdelsslista		HD Balance	Blad B1.1
Avser sprängskiss: B1.1 - rev. C		Sittram standard, förlängd & förstärkt	rev. 2025-02-06
Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62105-6	SITTRAM sb38 kpl svart utan sittbricka	1-25
	63105-6	SITTRAM sb42 kpl svart utan sittbricka	1-25
	64105-6	SITTRAM sb46 kpl svart utan sittbricka	1-25
	65105-6	SITTRAM sb50 kpl svart utan sittbricka	1-25
	62108-6	SITTRAM sb38 Förlängd kpl svart utan sittbricka	1-25
	63108-6	SITTRAM sb42 Förlängd kpl svart utan sittbricka	1-25
	64108-6	SITTRAM sb46 Förlängd kpl svart utan sittbricka	1-25
	65108-6	SITTRAM sb50 Förlängd kpl svart utan sittbricka	1-25
	62106-6	SITTRAM sb38 Förstärkt kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
	63106-6	SITTRAM sb42 Förstärkt kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
	64106-6	SITTRAM sb46 Förstärkt kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
	65106-6	SITTRAM sb50 Förstärkt kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
	62109-6	SITTRAM sb38 Förstärkt Förlängd kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
	63109-6	SITTRAM sb42 Förstärkt Förlängd kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
	64109-6	SITTRAM sb46 Förstärkt Förlängd kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
	65109-6	SITTRAM sb50 Förstärkt Förlängd kpl utan sittbricka	1-25 (Se dok. 95946)
1		SITTRAM sb38 svart	
1		SITTRAM sb42 svart	
1		SITTRAM sb46 svart	
1		SITTRAM sb50 svart	
1		SITTRAM Förlängd sb38 svart	
1		SITTRAM Förlängd sb42 svart	
1		SITTRAM Förlängd sb46 svart	
1		SITTRAM Förlängd sb50 svart	
2	62181	TAPP benstödsfäste sittram	
3	62182	LEDSCRUV benstödsfäste	
4	62191	LEDKÅPA PA svart	
5	62192	LEDTAPP Ramled till standard	
5	62194	LEDTAPP Ramled med gänga till Försäkt & Chassi	
6	62193	ARMSTÖDSSTYRNING PA svart	
7	68124-5	LÅSARM sittbricka	
8	68124-6	LEDBRICKA låsarm sittbricka	
9	68124-8	SPÄRR sittbricka	
10	68129-2	SKENA sittram höger	
	68129-5	SKENA kpl med skala nit vänster	23-24
11	81103	SKRUV MRX 5x16	
12	81446	BLINDNIT 4.8x12x120	
13	81521	MUTTER låsmutter M5	
14	81546	MUTTER låsmutter hög M6	
15	81615	BRICKA 10.2x18x1 fzb	
16	81630	BRICKA NB 5x13x1	
17	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 svart	
18	81671	BRICKA pl. 26x3x6.5	
19	81893	FJÄDER sittbricka låsning sittbricka	
20	82139	TÄCKPLUGG IKPT 12-10	
21	87220	PIL ryggvinkel med symbol	
22	81731	Spårring SGA 10 till standard	
22	81523	Låsmutter M8 fzb till Försäkt & Chassi	
23		SKENA vänster	
24	81447	BLINDNIT 3.0x6 AL/ST	

Sittram standard, förlängd & förstärkt

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad B1.2**

Avser sprängskiss:

Sittram chassiemodell


B1.2 - rev. B

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62104-6	SITTRAM sb38 chassiemodell kpl svart	1-20
	63104-6	SITTRAM sb42 chassiemodell kpl svart	1-20
	64104-6	SITTRAM sb46 chassiemodell kpl svart	1-20
	65104-6	SITTRAM sb50 chassiemodell kpl svart	1-20
	62107-6	SITTRAM sb38 Förlängd chassiemodell kpl svart	1-20
	63107-6	SITTRAM sb42 Förlängd chassiemodell kpl svart	1-20
	64107-6	SITTRAM sb46 Förlängd chassiemodell kpl svart	1-20
	65107-6	SITTRAM sb50 Förlängd chassiemodell kpl svart	1-20
1		SITTRAM sb38 Förstärkt svart	(se infoblad 95946)
1		SITTRAM sb42 Förstärkt svart	(se infoblad 95946)
1		SITTRAM sb46 Förstärkt svart	(se infoblad 95946)
1		SITTRAM sb50 Förstärkt svart	(se infoblad 95946)
1		SITTRAM sb38 Förstärkt Förlängd svart	(se infoblad 95946)
1		SITTRAM sb42 Förstärkt Förlängd svart	(se infoblad 95946)
1		SITTRAM sb46 Förstärkt Förlängd svart	(se infoblad 95946)
1		SITTRAM sb50 Förstärkt Förlängd svart	(se infoblad 95946)
2	62181	TAPP benstödsfäste sittram	
3	62182	LEDKRUV benstödsfäste sittram	
4	62191	LEDKÅPA PA svart	
5	62194	LEDTAPP ramled med gänga	
6	62193	ARMSTÖDSSTYRNING PA svart	
7	68129-6	SKENA sittram chassie höger	
8	68129-7	SKENA sittram chassie vänster	
9	68129-8	MUTTER sittbricka chassie	
10	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
11	81446	BLINDNIT 4.8x12x120	
12	81546	MUTTER låsmutter hög M6	
13	81615	BRICKA 10.2x18x1 fzb	
14	81620	BRICKA NB 6x19x1 SV.	
15	81630	BRICKA NB 5x13x1	
16	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 svart	
17	81671	BRICKA pl. 26x3x6.5	
18	82139	TÄCKPLUGG IKPT 12-10	
19	87220	PIL ryggvinkel med symbol	
20	81523	Låsmutter M8 fzb	

Sittram chassimodell

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad B2.1
Avser sprängskiss: B2.1 - rev. B	Sittbricka standard, förlängd & chassie	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	68120	SITTBRICKA sb38 kpl med reglage	1-6
	68130	SITTBRICKA sb42 kpl med reglage	1-6
	68140	SITTBRICKA sb46 kpl med reglage	1-6
	68150	SITTBRICKA sb50 kpl med reglage	1-6
	68122	SITTBRICKA sb38 Förlängd kpl med reglage	1-6
	68132	SITTBRICKA sb42 Förlängd kpl med reglage	1-6
	68142	SITTBRICKA sb46 Förlängd kpl med reglage	1-6
	68152	SITTBRICKA sb50 Förlängd kpl med reglage	1-6
1		SITTBRICKA sb38 svart lackerad	
1		SITTBRICKA sb42 svart lackerad	
1		SITTBRICKA sb46 svart lackerad	
1		SITTBRICKA sb50 svart lackerad	
1		SITTBRICKA sb38 förlängd svart lackerad	
1		SITTBRICKA sb42 förlängd svart lackerad	
1		SITTBRICKA sb46 förlängd svart lackerad	
1		SITTBRICKA sb50 förlängd svart lackerad	
2	87002	Nevogrip 30mm hård svart, självhäftande	
3	81535	ISLAGSMUTTER M5x8 Svart	
4	68124-1	LÅSSKENA sittbricka	
5	81449	BLINDNIT 4,8x16ST/ST	
6	81630	BRICKA NB 5x13x1	
	68121-5	SITTBRICKA sb38 chassiemodell	7-8
	68131-5	SITTBRICKA sb42 chassiemodell	7-8
	68141-5	SITTBRICKA sb46 chassiemodell	7-8
	68151-5	SITTBRICKA sb50 chassiemodell	7-8
	68123-5	SITTBRICKA sb38 Förlängd chassiemodell	7-8
	68133-5	SITTBRICKA sb42 Förlängd chassiemodell	7-8
	68143-5	SITTBRICKA sb46 Förlängd chassiemodell	7-8
	68153-5	SITTBRICKA sb38 Förlängd chassiemodell	7-8
7		SITTBRICKA sb38 chassie svart lackerad	
7		SITTBRICKA sb42 chassie svart lackerad	
7		SITTBRICKA sb46 chassie svart lackerad	
7		SITTBRICKA sb50 chassie svart lackerad	
7		SITTBRICKA sb38 chassie förlängd svart lackerad	
7		SITTBRICKA sb42 chassie förlängd svart lackerad	
7		SITTBRICKA sb46 chassie förlängd svart lackerad	
7		SITTBRICKA sb50 chassie förlängd svart lackerad	
8	87002	Nevogrip 30mm hård svart, självhäftande	

Sittbricka standard, förlängd & chassie

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad B3.1
Avser sprängskiss: B3.1 - rev. B	Gasfjäder	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67701	GASFJÄDER kpl standard	1-6
1	11161	GASFJÄDER std	
2		STÅNG gasfjäder	
3		VINKELPLÅT gasfjäder	
4	67711-6	UTLÖSARTAPP gasfjäderhållare	
5	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	
6	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	
	67705	Gasfjäder kpl utökad ryggfällning	7-12
7	11165	GASFJÄDER lång	
8		STÅNG gasfjäder kort utökad ryggfällning	
9		VINKELPLÅT gasfjäder	
10	67111-6	UTLÖSARTAPP gasfjäderhållare	
11	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	
12	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	
	67702	GASFJÄDER Fjädrande kpl	13-22
13	11160	GASFJÄDER std	
		HÅLLARE fjädrande kpl	18-22
14		VINKELPLÅT gasfjäder	
15	67711-6	UTLÖSARTAPP gasfjäderhållare	
16	81511	MUTTER M6M 10x1 mäss	
17	81615	BRICKA 10,2x18x1 FZB	
18		HÅLLARE dämpad B	
19		STIFT 5mm	
20		HÅLLARE dämpad A	
21		BRICKA NB 5x13x1	
22		FJÄDER 5425	

Gasfjäder

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad B3.2**

Avser sprängskiss:
B3.2 - rev. A



Fast Ryggghållare

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	67707	RYGGHÅLLARE Fast 90°-105° kpl	1-4
1		STÅNG gasfjäder	
2		HÅLLARE ryggghållare fast	
3		GÄNGSTÅNG ryggghållare fast	
4	81511	MUTTER M6M 10x1 mässing	
	67708	RYGGHÅLLARE Fast-Fjädrande 90°-105° kpl	5-12
		HÅLLARE fjädrande kpl	8-12
5		HÅLLARE ryggghållare fast	
6		GÄNGSTÅNG ryggghållare fast	
7	81511	MUTTER M6M 40x1 mässing	
8		HÅLLARE dämpad B	
9		STIFT 5mm	
10		HÅLLARE dämpad A	
11		LÅSHATT starlock 5	
12		FJÄDER 5425	

Fast rygghållare

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad C1.1**

Avser sprängskiss:
C1.1 - rev. B

Ryggram kpl


rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62200-6	RYGGRAM sb38 svart kpl med ryggöron	1-6
	63200-6	RYGGRAM sb42 svart kpl med ryggöron	1-6
	64200-6	RYGGRAM sb46 svart kpl med ryggöron	1-6
	65200-6	RYGGRAM sb50 svart kpl med ryggöron	1-6
	62201-6	RYGGRAM Förstärkt sb38 svart kpl med ryggöron *	1-6
	63201-6	RYGGRAM Förstärkt sb42 svart kpl med ryggöron *	1-6
	64201-6	RYGGRAM Förstärkt sb46 svart kpl med ryggöron *	1-6
	65201-6	RYGGRAM Förstärkt sb50 svart kpl med ryggöron *	1-6
1		RYGGRAM sb38 Svart	
1		RYGGRAM sb42 Svart	
1		RYGGRAM sb46 Svart	
1		RYGGRAM sb50 Svart	
1		RYGGRAM Förstärkt sb38 Svart *	
1		RYGGRAM Förstärkt sb42 Svart *	
1		RYGGRAM Förstärkt sb46 Svart *	
1		RYGGRAM Förstärkt sb50 Svart *	
2	62231-6	RYGGÖRA flexi 2010 svart lackerad	
3	81354	SKRUV K6S M6x12 Svart	
	10225	SPRINT med fjäder och knapp, sats	4-6
4	10221	SPRINT	
5	82312	KNOPP 22-M6	
6	81852	FJÄDER ryggfällningssprint	
7	82470-5	WIRECLIP diam. 25 mm	

* För mer information om ryggram förstärkt vänligen se
infoblad 95946 Utförande för hård belastning

Ryggram kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad C2.1
Avser sprängskiss: C2.1 - rev. B	Flexiram kpl	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62250	FLEXIRAM sb38 kpl med remmar	1-13
	63250	FLEXIRAM sb42 kpl med remmar	1-13
	64250	FLEXIRAM sb46 kpl med remmar	1-13
	65250	FLEXIRAM sb50 kpl med remmar	1-13
	62255	FLEXIRAM sb38 kpl förl. +10cm med remmar	1-13
	63255	FLEXIRAM sb42 kpl förl. +10cm med remmar	1-13
	64255	FLEXIRAM sb46 kpl förl. +10cm med remmar	1-13
	65255	FLEXIRAM sb50 kpl förl. +10cm med remmar	1-13
1	49241-1	RYGGSTYCKE Flexi, flexirygg vänster	
1	49242-1	RYGGSTYCKE Flexi, Förlängd flexirygg vänster	
2	49241-2	RYGGSTYCKE Flexi, flexirygg HD Balance höger	
2	49242-2	RYGGSTYCKE Flexi, Förlängd flexirygg höger	
3	49241-6	RYGGREM kort sb38 flexirygg HD Balance	
3	49341-6	RYGGREM kort sb42 flexirygg HD Balance	
3	49441-6	RYGGREM kort sb46 flexirygg HD Balance	
3	49541-6	RYGGREM kort sb50 flexirygg HD Balance	
4	49241-7	RYGGREM lång sb38 flexirygg HD Balance	
4	49341-7	RYGGREM lång sb42 flexirygg HD Balance	
4	49441-7	RYGGREM lång sb46 flexirygg HD Balance	
4	49541-7	RYGGREM lång sb50 flexirygg HD Balance	
5		FLEXIRAM sb38 Svart	
5		FLEXIRAM sb42 Svart	
5		FLEXIRAM sb46 Svart	
5		FLEXIRAM sb50 Svart	
5		FLEXIRAM sb38 Förlängd +10cm Svart	
5		FLEXIRAM sb42 Förlängd +10cm Svart	
5		FLEXIRAM sb46 Förlängd +10cm Svart	
5		FLEXIRAM sb50 Förlängd +10cm Svart	
6		BUSSNING Flexiram	
7	81462	BLINDNITMUTTER M6	
8	81869	FJÄDER benstöd	
9	81956	STJÄARNRATT M6x20 Braga 40x23 svart	
10	82132	TÄCKPLUGG 16/12.5-14	
11		TRYCKKNAPP kula	
12	81453	BLINDNIT 3.2x9.5 MUL	
	82218-5	PROFILSTYRNING med tryckbläck	13-14
13		PROFILSTYRNING	
14		TRYCKBLÄCK	

Flexiram kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad C2.2
Avser sprängskiss: C2.2 - rev. B	Planrygg kpl	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62260	PLANRYGG sb38 kpl med huvudstödsfäste	
	63260	PLANRYGG sb42 kpl med huvudstödsfäste	
	64260	PLANRYGG sb46 kpl med huvudstödsfäste	
	65260	PLANRYGG sb50 kpl med huvudstödsfäste	
	62265	PLANRYGG sb38 förlängd kpl m. huvudstödsfäste	
	63265	PLANRYGG sb42 förlängd kpl m. huvudstödsfäste	
	64265	PLANRYGG sb46 förlängd kpl m. huvudstödsfäste	
	65265	PLANRYGG sb50 förlängd kpl m. huvudstödsfäste	
		RYGGPLATTA sb38 std kantlist-kardborr	3-5
		RYGGPLATTA sb42 std kantlist-kardborr	3-5
		RYGGPLATTA sb46 std kantlist-kardborr	3-5
		RYGGPLATTA sb50 std kantlist-kardborr	
		RYGGPLATTA sb38 förlängd +10 kantlist-kardborr	3-5
		RYGGPLATTA sb42 förlängd +10 kantlist-kardborr	3-5
		RYGGPLATTA sb46 förlängd +10 kantlist-kardborr	3-5
		RYGGPLATTA sb50 förlängd +10 kantlist-kardborr	3-5
	63271	HUVUDSTÖDSFÄSTE med ratt-hylsa	6-10
1	81454	BLINDNIT 4.8x11 MUL	
2	81630	BRICKA NB 5x13x1	
3		RYGGPLATTA sb38 std	
3		RYGGPLATTA sb42 std	
3		RYGGPLATTA sb46 std	
3		RYGGPLATTA sb50 std	
3		RYGGPLATTA sb38 förlängd	
3		RYGGPLATTA sb42 förlängd	
3		RYGGPLATTA sb46 förlängd	
3		RYGGPLATTA sb50 förlängd	
4	87002	NEVOGRIP 30mm hård	
5	87164	KANTLIST F125	
		HUVUDSTÖDSFÄSTE	9-10
6	81869	FJÄDER	
7	81956	STJÄRNRATT M6x20	
8	82218-5	PROFILSTYRNING med tryckbläck	Se blad C2.1
9		HUVUDSTÖDSFÄSTE	
10	81462	BLINDNITMUTTER M6	

Planrygg kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad C3.1**

Avser sprängskiss:
C3.1 - rev. B


Körbygel std kpl

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62320	KÖRBYGEL sb38 kpl med bromshandtag	1-6
	63320	KÖRBYGEL sb42 kpl med bromshandtag	1-6
	64320	KÖRBYGEL sb46 kpl med bromshandtag	1-6
	65320	KÖRBYGEL sb50 kpl med bromshandtag	1-6
	62350	KÖRBYGEL sb38 kpl enkelt utförande	1-5 & 7
	63350	KÖRBYGEL sb42 kpl enkelt utförande	1-5 & 7
	64350	KÖRBYGEL sb46 kpl enkelt utförande	1-5 & 7
	65350	KÖRBYGEL sb50 kpl enkelt utförande	1-5 & 7
	13712	KÖRBYGELSKYDD HD-FOAM 1 par	2
	13712-5	KÖRBYGELSKYDD HD-FOAM 3st	2
	62341-1	KÖRBYGEL sb38 kpl med körbygelskydd	1-5
	63341-1	KÖRBYGEL sb42 kpl med körbygelskydd	1-5
	64341-1	KÖRBYGEL sb46 kpl med körbygelskydd	1-5
	65341-1	KÖRBYGEL sb50 kpl med körbygelskydd	1-5
1		KÖRBYGEL sb38 std	
1		KÖRBYGEL sb42 std	
1		KÖRBYGEL sb46 std	
1		KÖRBYGEL sb50 std	
2		HD-FOAM Svart 260mm	
	82219-5	MUTTERHÅLLARE kpl	3-4
3	81546	MUTTER låsm. Hög M6	
4		MUTTERHÅLLARE	
5	81294	SKRUV K6S M6x16 FZB	
6	62330-1	KÖRHANDSAGSSIDA standard vänster	se blad C4.1
6	62330-2	KÖRHANDSAGSSIDA standard höger	se blad C4.1
7	62351-1	KÖRHANDTAGSSIDA enkel vänster	se blad C4.2
7	62351-2	KÖRHANDTAGSSIDA enkel höger	se blad C4.2

Körbygel std kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad C3.2**

Avser sprängskiss:
C3.2 - rev. A


Körbygel Förhöjd Bockad & Körbygel +8 djup

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62342-1	KÖRBYGEL sb38 förlängd +8cm kpl	1-4
	63342-1	KÖRBYGEL sb42 förlängd +8cm kpl	1-4
	64342-1	KÖRBYGEL sb46 förlängd +8cm kpl	1-4
	65342-1	KÖRBYGEL sb50 förlängd +8 cm kpl	1-4
1		KÖRBYGEL sb38 förlängd +8cm	
1		KÖRBYGEL sb42 förlängd +8cm	
1		KÖRBYGEL sb46 förlängd +8cm	
1		KÖRBYGEL sb50 förlängd +8cm	
2		HD-FOAM svart (körhandtagsskydd)	
	82219-5	MUTTERHÅLLARE kpl med mutter	3-4
3	81546	MUTTER låsmutter hög M6	
4		MUTTERHÅLLARE	
	62343-1	KÖRBYGEL sb38 förhöjd-bockad kpl	5-8
	63343-1	KÖRBYGEL sb42 förhöjd-bockad kpl	5-8
	64343-1	KÖRBYGEL sb46 förhöjd-bockad kpl	5-8
	65343-1	KÖRBYGEL sb50 förhöjd-bockad kpl	5-8
5		KÖRBYGEL sb38 förhöjd-bockad	
5		KÖRBYGEL sb42 förhöjd-bockad	
5		KÖRBYGEL sb46 förhöjd-bockad	
5		KÖRBYGEL sb50 förhöjd-bockad	
6		HD-FOAM svart (körhandtagsskydd)	
	82219-5	MUTTERHÅLLARE kpl med mutter	7-8
7	81546	MUTTER låsmutter hög M6	
8		MUTTERHÅLLARE	

Körbygel Förhöjd Bockad & Körbygel +8 djup

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad C3.3**

Avser sprängskiss:
C3.3 - rev. B


Körhandtag separata

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	10295	KÖRHANDTAG separata sats par (2st)	1-7
	62315	KÖRHANDTAG separata m. körhandtagsida std	1-8
	62355	KÖRHANDTAG separata m. körhandtagssida enkel	1-7 & 9
		KÖRHANDTAG sep. kpl med körhandtag std vänster	
		KÖRHANDTAG sep. kpl med körhandtag std höger	
		KÖRHANDTAG sep. kpl m. körhandtagssida enkel vä	
		KÖRHANDTAG sep. kpl m. körhandtagssida enkel hö	
	10284-1	HANDTAG med skydd	4-7
1	10279-5	BRICKA körhandtagsrör	
2	81191	SKRUV M6SF M8x16 sv	
3	81294	SKRUV K6S M6x16 FZB	
4		RÖR handtag	
5	82164	HANDTAG MTB svart	
	82219-5	MUTTERHÅLLARE kpl	6-7
6	81546	MUTTER Låsmutter hög M6	
7		MUTTERHÅLLARE	
8	62330-1	KÖRHANDTAGSSIDA standard vänster	Se blad C4.1
8	62330-2	KÖRHANDTAGSSIDA standard höger	Se blad C4.1
9	62351-1	KÖRHANDTAGSSIDA enkel vänster	Se blad C4.2
9	62351-2	KÖRHANDTAGSSIDA enkel höger	Se blad C4.2

Körhandtag separata

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad C4.1**

Avser sprängskiss:
C4.1 - rev. A


Körhandtagssida std

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62330-1	KÖRHANDTAGSSIDA std vänster	1-10
	62330-2	KÖRHANDTAGSSIDA std höger	1-10
	62330-5	KÖRHANDTAGSSIDA Förhöjd +12cm vänster	1-10
	62330-6	KÖRHANDTAGSSIDA Förhöjd +12cm höger	1-10
1		LEDTAPP bromshandtag	
	10289-2	KÖRHANDTAGSRÖR std k med snäpp	2-3
	10289-9	KÖRHANDTAGSRÖR +12cm med snäpp	2-3
2		KÖRHANDTAGSRÖR std	
2		KÖRHANDTAGSRÖR +12cm	
3	10795	FJÄDERSNÄPP typ 2	
4		KÖRHANDTAGSKNUT vänster	
4		KÖRHANDTAGSKNUT höger	
	62336-1	BROMSHANDTAG kpl	5-9
5		LÅSHYLSA bromshandtag	
6		BROMSHANDTAG	
7	81154	SKRUV MRX 4x8 spiral	
8	82159	HANDTAG Softex 12 mm	
9	82407	O-RING 3.69x1.78 NBR	
10	81340	SKRUV K6S M6x30 FZB	
11	82445	VAJERSATS Broms standard kpl med ändstycken	Se blad C5.2

Körhandtagssida std

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad C4.2**

Avser sprängskiss:
C4.2 - rev. A


Körhandtagssida enkelt utförande

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62351-1	KÖRHANDTAGSSIDA enkel vänster	1-4
	62351-2	KÖRHANDTAGSSIDA enkel höger	1-4
	62351-5	KÖRHANDTAGSSIDA enkel Förhöjd +12cm vänster	1-4
	62351-6	KÖRHANDTAGSSIDA enkel Förhöjd +12cm höger	1-4
		KÖRHANDTAGSRÖR standard med knäpp	3-4
		KÖRHANDTAGSRÖR +12cm med snäpp	3-4
1		KÖRHANDTAGSKNUT enkelt utförande vänster	
1		KÖRHANDTAGSKNUT enkelt utförande höger	
2	81340	SKRUV K6S M6x30 FZB	
3		KÖRHANDTAGSRÖR standard	
3		KÖRHANDTAGSRÖR +12	
4	10795	FJÄDERSNÄPP typ 2	

Körhandtagssida enkelt utförande

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad C4.3**

Avser sprängskiss:
C4.3 - rev. A


Vinkelställbara körhandtagssidor

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62390-1	KÖRBYGEL vinkelställbar Ombyggnadssats	1-14
	62392-1	KÖRBYGELSIDA vänster kpl vinkelställbar	1-14
	62392-2	KÖRBYGELSIDA höger kpl vinkelställbar	1-14
1	10289-2	KÖRHANDTAGSRÖR std med snäpp	Se blad C4.1
2	62336-1	BROMSHANDTAG kpl	Se blad C4.1
3		KLOSS körbygelknut vänster vinkelställbar	
3		KLOSS körbygelknut höger vinkelställbar	
4		LÄSSTIFT	
5		STYRBRICKA	
6		FÄSTE körbygelknut vänster	
6		FÄSTE körbygelknut höger	
7		AXELTAPP	
	62394-9	TRYCKKNAPP kpl	12-14
8		VAJERHÅLLARE vänster	
8		VAJERHÅLLARE höger	
9	81340	SKRUV K6S M6x30 FZB	
10	81735	SPÅRRING SGA 12	
11	81897	FJÄDER körhandtag	
12		HYLSA låsning	
13		TRYCKSTIFT	
14		TRYCKKNAPP	

Vinkelställbara körhandtagssidor

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad C5.1
Avser sprängskiss: C5.1 - rev. A	Vajerreglage	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62362	VAJERREGLAGE. Tilt kpl med vajer/hölje	1-9
	62362-5	VAJERREGLAGE Tilt +12 kpl med vajer/hölje	1-9
1		KÅPA vajerreglage, höger	
2		ARM vajerreglage	
3	62365-2	SPAK Tilt vajerreglage PA Grön	
4	81429	SKRUV TP 3.5x16 försänkt skalle	
5		SPÄNNSTIFT PRYM 3x8	
	82436	VAJERSATS Tilt std kpl med ändstycken	6-9
	82438	VAJERSATS Tilt +12 kpl med ändstycken	6-9
6		ÄNDHYLSA M6 hölje	
7		VAJER 1500 RF kula	
		HÖLJE 1150 svart standard	8-9
		HÖLJE 1270 svart +12	8-9
8		ÄNDHYLSA SLÄT 5-6	
9		HÖLJE svart 5 mm (std 1,15m / +12 1,27m)	
	62361	VAJERREGLAGE. rygg kpl med vajer/hölje	10-22
	62361-5	VAJERREGLAGE rygg +12 kpl med vajer/hölje	10-22
10		KÅPA vajerreglage, vänster	
11	62365-1	SPAK Rygg vajerreglage PA Grå	
12		ARM vajerreglage	
13	81429	SKRUV TP 3.5x16 försänkt skalle	
14		SPÄNNSTIFT PRYM 3x8	
	82435	VAJERSATS Rygg std kpl med ändstycken	15-22
	82437	VAJERSATS Rygg +12 kpl med ändstycken	15-22
	82435-7	VAJERSATS Rygg std	15-21
	82497-7	VAJERSATS Rygg +12	15-21
15		VAJERNIPPEL	
16	81391	STÄLLSKRUV M6	
17	81515	MUTTER ML6M M6 fzb	
18		ÄNDHYLSA SLÄT 5-6	
19		ÄNDHYLSA M6 hölje	
20		VAJER 1500 RF kula	
21		HÖLJE tipp 1050 sv	
21		HÖLJE svart 5 mm 1,17m	
22	82449	STÄLLHYLSA M6	

Vajerreglage kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad C5.2**

Avser sprängskiss:
C5.2 - rev. A


Vajerreglage med låsning

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62369	VAJERREGLAGE Rygg kpl med låsning	
1		ARM vajerreglage	
2	62365-1	SPAK Rygg vajerreglage PA Grå	
3		SPÄRR kpl vajerreglage	
4		KÅPA vajerreglage för låsning vänster	
5		SKRUV K6S M6x22 fzb	
6	81429	SKRUV TP 3,5x16 försänkt skalle	
7		SPÄNNSTIFT PRYM 3x8	
	82435	VAJERSATS Rygg std kpl med ändstycken	8-12
	82435-6	VAJERSATS Rygg std	9-12
8	82449	STÄLLHYLSA M6	
9	81391	STÄLLSKRUV M6	
10	81515	MUTTER NL6M M6	
11		ÄNDHYLSA M6 hölje	
12		VAJERSATS Rygg std	

Vajerreglage med låsning

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad C5.3**

Avser sprängskiss:
C5.2 - rev. A


Vajersats broms

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	82445	VAJERSATS Broms standrad kpl med ändstycken	1-5
	82447	VAJERSATS Broms förl. +12 kpl med ändstycken	1-5
	82449-1	STÄLLHYLSA M6 slitsad-lättråd förp. 10st	1
		VAJERSATS Broms standard kpl med ändstycken	2-5
		VAJERSATS Broms +12 kpl med ändstycken	2-5
1	82449	STÄLLHYLSA M6 slitsad-lättråd	
2	81391	STÄLLSKRUV M6	
3	81515	MUTTER ML6M M6 fzb	
4		ÄNDHYLSA M6 hölje	
5		VAJERSATS broms standard	
5		VAJERSATS broms +12	

Vajersats broms

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad C6.1**

Avser sprängskiss:
C6.1 - rev. A


Bålstödsfäste

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69351-1	BÅLSTÖDSFÄSTE sats kpl med skruv 1st	1-9
		BÅLSTÖDSFÄSTE	
1	81335	BULT MVBF M6x12 FZB	
2	81522	MUTTER låsmutter M6	
3	81602	BRICKA BRB6.4x12x1.5	
4		PLÅT bålstödsfäste	
5		BLINDNITMUTTER M6	
6	81869	FJÄDER benstöd	
7	81954	STJÄRNRATT M6x20	
	82218-5	PROFILSTYRNING med tryckbläck	8-9
8		PROFILSTYRNING	
9		TRYCKBLÄCK	

Bålstödsfäste

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad C7.1**

Avser sprängskiss:
C7.1 - rev. B


Ryggdistanser & Ryggöra bred/smälare rygg

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69791-5	RYGGDISTANS 30 sats, 4st kpl med skruv	1-4
1		RYGGDISTANS 30mm	
2	81343	BULT MVBF M6x45 FZB	
3	81522	MUTTER låsmutter M6	
4	81602	BRICKA BRB6,4x12x1,5	
	62238-1	RYGGÖRA bred sats kpl +4 cm	5-9
5		RYGGÖRA bred +4cm svart	
6	81256	BULT MVBF M6x20 SV	
7	81355	SKRUV K6S M6x20 SV	
8	81545	MUTTER DIN 6926 M6 flänslåsmutter hög	
9	81671	BRICKA plast 26x3x6,5	
	62235-1	ADAPTERSATS smal ryggmontering -4 cm	10-15
10		ADAPTER ryggöra smal ryggmontering	
11	81212	BULT MVBF M6x30 FZB	
12	81294	SKRUV K6S M6x16 FZB	
13	81522	MUTTER låsmutter M6	
14	81545	MUTTER DIN 6926 M6 Flänslåsmutter hög	
15	81671	BRICKA plast 26x3x6,5	
	69793-5	RYGGDISTANS sats 13mm	16-18
		(för anpassning 64299-8 mm.)	
16		RYGGDISTANS 13mm BA	
17	81212	BULT MVBF M6x30 FZB	
18	81545	MUTTER DIN 6926 M6 Flänslåsmutter hög	

Ryggdistanser & Ryggöra bred/smälare rygg

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad D1.1**

Avser sprängskiss:

Benstöd std sammanställning

D1.1 - rev. A


rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning
------	---------	-----------

1	BENSTÖD vinkelställbart, höger	Se blad D1.2
2	BENSTÖD vinkelställbart, vänster	Se blad D1.2
3	VADSTÖD delat, höger	Se blad D2.1
4	VADSTÖD delat, vänster	Se blad D2.1
5	FOTSTÖD delat, höger	Se blad D3.1
6	FOTSTÖD delat, vänster	Se blad D3.1

Benstöd std sammanställning


Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista		HD Balance	Blad D1.2
Avser sprängskiss: D1.2 - rev. B		Benstöd vinkelställbart	rev. 2025-02-06
Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62720	BENSTÖD vinkelställbart standard kpl höger	1-8
	62725	BENSTÖD vinkelställbart standard kpl vänster	1-8
	62721	BENSTÖD vinkelställbart kort kpl vänster	1-8
	62722	BENSTÖD vinkelställbart kort kpl höger	1-8
	62723	BENSTÖD vinkelställbart långt kpl vänster	1-8
	62724	BENSTÖD vinkelställbart långt kpl höger	1-8
	62728	BENSTÖDSRÖR standard vinkelställbart kpl	2-3
	62727	BENSTÖDSRÖR kort vinkelställbart kpl	2-3
	62729	BENSTÖDSRÖR långt vinkelställbart kpl	2-3
	62731-5	KNÄLED vinkelställbar kpl vänster	4-8 Se blad D1.4
	62732-5	KNÄLED vinkelställbar kpl höger	4-8 Se blad D1.4
1	81 340	SKRUV K6S M6x30 FZB	
2	10790	FJÄDERSNÄPP typ 1	
3		BENSTÖDSRÖR standard	
3		BENSTÖDSRÖR kort	
3		BENSTÖDSRÖR lång	
4		KNÄLED vänster	
4		KNÄLED höger	
5	62746-3	YTTERKUDDE knäled vänster	
5	62746-4	YTTERKUDDE knäled höger	
		YTTERKUDDE mod. äldre vä. Utgått 2015-05-11	
		YTTERKUDDE mod. äldre hö. Utgått 2015-05-11	
6	63745-5	INNERKUDDE knäled	
		INNERKUDDE vä Utgått 2012-11-08	
		INNERKUDDE hö Utgått 2012-11-08	
7	81152	SKRUV MRX 4x8 sv.	
8	81156	SKRUV MRX 3x6 sv.	
	63745-1	OMBYGGNADSSATS innerkudde Knäled	10-14
		används vid byte av innerkudde på knäled före batch.nr. 121108	
10		SKRUV knäledsgaffel mod. 2012	
11		INNERKUDDE knäled	
12		PLÅT knäled	
13		SKRUV MRX 4x8 SV.	
14		MUTTER låsmutter M6	

Benstöd vinkelställbart

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad D1.3**

Avser sprängskiss:

Benstöd fast vinkel 90° & 105°


D1.3 - rev. B

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63758-1	BENSTÖD fast 90° standard vänster	1-11
	63758-2	BENSTÖD fast 90° standard höger	1-11
	63758-3	BENSTÖD fast 90° långt vänster	1-11
	63758-4	BENSTÖD fast 90° långt höger	1-11
	63758-5	BENSTÖD fast 90° kort vänster	1-11
	63758-6	BENSTÖD fast 90° kort höger	1-11
	63759-1	BENSTÖD fast 105° standard vänster	1-11
	63759-2	BENSTÖD fast 105° standard höger	1-11
	63759-3	BENSTÖD fast 105° långt vänster	1-11
	63759-4	BENSTÖD fast 105° långt höger	1-11
	63759-5	BENSTÖD fast 105° kort vänster	1-11
	63759-6	BENSTÖD fast 105° kort höger	1-11
		FÄSTE benstöd fast kpl	5-11
1		BENSTÖDSRÖR fast 90° standard	
1		BENSTÖDSRÖR fast 90° långt	
1		BENSTÖDSRÖR fast 90° kort	
1		BENSTÖDSRÖR fast 105° standard	
1		BENSTÖDSRÖR fast 105° långt	
1		BENSTÖDSRÖR fast 105° kort	
2	10790	FJÄDERSNÄPP typ 1	
3	81344	SKRUV K6S M6x35 sv. helgängad	
4	81529	MUTTER DIN 986 M6 fz kupollåsmutter	
5		LEDTAPP låsarm	
6		LÅSTAPP benstöd fast	
7		SPAK benstöd fast	
		FÄSTE benstöd fast med bussningar	9-11
8		FJÄDER benstöd 2444	
9		HYLSA knäled	
10		FÄSTE benstöd fast	
11		BUSSNING knäled	

Benstöd fast vinkel 90° & 105°

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad D1.4**

Avser sprängskiss:

Knäled vinkelställbar


D1.4 - rev. B

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62731-5	KNÄLED vinkelställbar kpl vänster	1-26
	62732-5	KNÄLED vinkelställbar kpl höger	1-26
		KNÄLED vinkelställbar vänster	5-26
		KNÄLED vinkelställbar höger	5-26
1	62746-3	YTTERKUDDE knäled med tryck vänster	Se blad D1.2
1	62746-4	YTTERKUDDE knäled med tryck höger	Se blad D1.2
2	63745-5	INNERKUDDE knäled	Se blad D1.2
3	81152	SKRUV MRX 4x8 sv.	Se blad D1.2
4	81156	SKRUV MRX 3x6 sv.	Se blad D1.2
		GAFFEL knäled kpl vänster	18-20
		GAFFEL knäled kpl höger	18-20
5		LÅSTAPP knäled	
6		LÅSARM knäled	
7		LEDTAPP låsarm	
		VRIDLÄNK kpl vänster	21-24
		VRIDLÄNK kpl höger	21-24
		INNERKUGG kpl	25-26
8		DISTANS knäled	
9		LAGERBRICKA knäled	
10		LAGERBRICKA knäled	
11		SKRUV knäledsgaffel	
12		AXELTAPP knäled	
13		PLÅT knäled	
14		MUTTER låsmutter M6	
15		SPÅRRYTTARE RS-5	
16		FJÄDER benstöd 2513	
17		FJÄDER benstöd 2444	
18		GAFFEL knäled vänster	
18		GAFFEL knäled höger	
19		HYLSA knäled	
20		BUSSNING knäled	
21		VRIDLÄNK vänster	
21		VRIDLÄNK höger	
22		YTTERKUGG knäled	
23		SKRUV MC6S M3x8 FZB	
24		SKRUV MC6S M6x10	
25		INNERKUGG knäled	
26		STYRHYLSA innerkugg	

Knäled vinkelställbar

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad D1.5**

Avser sprängskiss:
D1.5 - rev. A


Knäled Frikopplingsbar

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62733-5	KNÄLED Frikopplingsbar vänster kpl vinkelställbar	1-7
	62734-5	KNÄLED Frikopplingsbar höger kpl vinkelställbar	1-7
1		KNÄLED vinkelställbar vänster	Se blad D1.4
1		KNÄLED vinkelställbar höger	Se blad D1.4
2		TRYCKVRIDKNAPP upplåsbar knäled	
3		SKRUV P6SS 4x8	
4		YTTERKUDDE knäled med hål vänster	
4		YTTERKUDDE knäled med hål höger	
5		PLÅT knäled upplåsbar variant	
6		AXELTAPP knäled frikopplingsreglage	
7	81156	SKRUV MRX 3.6 SV.	
8	81152	SKRUV MRX 4x8 SV.	

Knäled Frikopplingsbar

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelslista	HD Balance	Blad D2.1
Avser sprängskiss: D2.1 - rev. B	Vadstöd delat standard	rev. 2025-03-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62801	VADSTÖD sb38 vänster	1-14
	62802	VADSTÖD sb38 höger	1-14
	63801	VADSTÖD sb42 vänster	1-14
	63802	VADSTÖD sb42 höger	1-14
	64801	VADSTÖD sb46 vänster	1-14
	64802	VADSTÖD sb46 höger	1-14
	65801	VADSTÖD sb50 vänster	1-14
	65802	VADSTÖD sb50 höger	1-14
1	63836	VADPLATTSKLAMMER	
2	62842	VADPLATTA sb38 delad PUR	
2	63842	VADPLATTA sb42 delad PUR	
2	64842	VADPLATTA sb46-50 delad PUR	
3	81110	SKRUV MRX 5x12 sv.	
	63823-1	VADPLATTSFÄSTE kpl med låsning vänster	6-10
	63824-1	VADPLATTSFÄSTE kpl med låsning höger	6-10
		<i>Ny dimension på vadplattsfäste inv. fr.om. 2022 (12x12)</i>	
	62871-1	VADPLATTSBOCK sb38 kpl med hylsa	11-14
	63871-1	VADPLATTSBOCK sb42-46 kpl med hylsa	11-14
	65871-1	VADPLATTSBOCK sb50 kpl med hylsa	11-14
		<i>Ny dimension på vadplattsbock fr.om. 2022 (12x12)</i>	
4	81212	BULT MVBF M6x30 fzb	
5	81545	MUTTER DIN 6926 M6	
6		VADPLATTSFÄSTE vänster	
6		VADPLATTSFÄSTE höger	
7	63826-1	KLÄMBRICKA vadplattsfäste	
8	81352	BULT MVBF M6x40 fzb	
9	81607	BRICKA NB 6x16x1 fzb	
10	81952-5	STJÄRNRATT M6 Braga 40x23	
11		VADPLATTSBOCK sb38	
11		VADPLATTSBOCK sb42-46	
11		VADPLATTSBOCK sb50	
12		VADPLATTSHYLSA (inv. 12x12)	
13	81538	SVETSMUTTER M4 SMRP	efter 150601
14	81237	SKRUV MC6S M4x10 fzb	efter 150601
15	81154	SKRUV MRX 4x8 spiral självgående	före 150601

Vadstöd delat standard

Denna ritning får ej kopieras eller överlämnas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad D2.2**

Avser sprängskiss:

Vadstöd delat +30 & +50 extra djup


D2.2 - rev. A

rev. 2025-03-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62803	VADSTÖD sb38 vänster +30 djup	1-15
	62804	VADSTÖD sb38 höger +30 djup	1-15
	63803	VADSTÖD sb42 vänster +30 djup	1-15
	63804	VADSTÖD sb42 höger +30 djup	1-15
	64803	VADSTÖD sb46 vänster +30 djup	1-15
	64804	VADSTÖD sb46 höger +30 djup	1-15
	65803	VADSTÖD sb50 vänster +30 djup	1-15
	65804	VADSTÖD sb50 höger +30 djup	1-15
	62805	VADSTÖD sb38 vänster +50 djup	1-15
	62806	VADSTÖD sb38 höger +50 djup	1-15
	63805	VADSTÖD sb42 vänster +50 djup	1-15
	63806	VADSTÖD sb42 höger +50 djup	1-15
	64805	VADSTÖD sb46 vänster +50 djup	1-15
	64806	VADSTÖD sb46 höger +50 djup	1-15
	65805	VADSTÖD sb50 vänster +50 djup	1-15
	65806	VADSTÖD sb50 höger +50 djup	1-15
	62842	VADPLATTA sb38 PUR	15
	63842	VADPLATTA sb42 PUR	15
	64842	VADPLATTA sb46-50 PUR	15
1	63836	VADPLATTSKLAMMER	
2	81110	SKRUV MRX 5x12 sv.	
		VADPLATTSBOCK sb38 +30 kpl med hylsa	5-9
		VADPLATTSBOCK sb42-46 +30 kpl med hylsa	5-9
		VADPLATTSBOCK sb50 +30 kpl med hylsa	5-9
		VADPLATTSBOCK sb38 +50 kpl med hylsa	5-9
		VADPLATTSBOCK sb42-46 +50 kpl med hylsa	5-9
		VADPLATTSBOCK sb50 +50 kpl med hylsa	5-9
		<i>Ny dimension på vadplattsbock fr.om. 2022 (12x12)</i>	
	63823-1	VADPLATTSFÄSTE kpl vänster	10-14
	63824-1	VADPLATTSFÄSTE kpl höger	10-14
		<i>Ny dimension på vadplattsfäste inv. fr.om. 2022 (12x12)</i>	
3	81212	BULT MVBF M6x30 FZB	
4	81545	MUTTER DIN 6926 M6	
5		VADPLATTSBOCK sb38 +30 (12x12)	
5		VADPLATTSBOCK sb42-46 +30 (12x12)	
5		VADPLATTSBOCK sb50 +30 (12x12)	
5		VADPLATTSBOCK sb38 +50 (12x12)	
5		VADPLATTSBOCK sb42-46 +50 (12x12)	
5		VADPLATTSBOCK sb50 +50 (12x12)	
6	63839	VADPLATTSHYLSA	
7	81237	SKRUV MC6S M4x10 FZB	efter 150601
8	81154	SKRUV MRX 4x8 spiral	före 150601
9	81538	SVETSMUTTER M4	efter 150601
10		VADPLATTSFÄSTE vänster	
10		VADPLATTSFÄSTE höger	
11	63826-1	KLÄMBRICKA	
12	81352	BULT MVBF M6x40 FZB	
13	81607	BRICKA NB 6x16x1 FZB	
14	81952-5	STJÄRNRATT M6	

Vadstöd delat +30 & +50 extra djup

Denna ritning får ej kopieras eller överlämnas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad D2.3**

Avser sprängskiss:
D2.3 - rev. A


Vadstöd Helt

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62811	VADSTÖD Helt sb38 ställbart djup	1-13
	63811	VADSTÖD Helt sb42 ställbart djup	1-13
	64811	VADSTÖD Helt sb46 ställbart djup	1-13
	65811	VADSTÖD Helt sb50 ställbart djup	1-13
		VADPLATTSRÖR hel sb38	6-8
		VADPLATTSRÖR hel sb42	6-8
		VADPLATTSRÖR hel sb46	6-8
		VADPLATTSRÖR hel sb50	6-8
		<i>Ny dimension på vadplattsbock fr.om. 2022 (12x12)</i>	
1	62865-1	VADPLATTA hel sb38 Svart Soft	
1	49281	KLÄDSEL Vadplatta hel sb38	
1	63865-1	VADPLATTA hel sb42 Svart Soft	
1	49381	KLÄDSEL Vadplatta hel sb42	
1	64865-1	VADPLATTA hel sb46 Svart Soft	
1	49481	KLÄDSEL Vadplatta hel sb46	
1	65865-1	VADPLATTA hel sb50 Svart Soft	
1	49581	KLÄDSEL Vadplatta hel sb50	
2		KLAMMER vadplatta hel	
	63823-1	VADPLATTSFÄSTE kpl vänster med låsning	9-13
	63824-1	VADPLATTSFÄSTE kpl höger med låsning	9-13
		<i>Ny dimension på vadplattsfäste inv. fr.om. 2022 (12x12)</i>	
3	81110	SKRUV MRX M5x12 SV	
4	81212	BULT MVBF M6x30 FZB	
5	81545	MUTTER DIN 6926 M6 Flänslåsmutter hög	
6	12935	SNÄPP bordsrör	
7		RÖR Vadplatta sb38	
7		RÖR Vadplatta sb42	
7		RÖR Vadplatta sb46	
7		RÖR Vadplatta sb50	
8		VADPLATTSBOCK (12x12)	
9		VADPLATTSFÄSTE vänster	
9		VADPLATTSFÄSTE höger	
10	63826-1	KLÄMBRICKA	
11	81352	BULT MVBF M6x40 FZB	
12	81607	BRICKA NB 6x16x1 FZB	
13	81952-5	STJÄRNRATT M6	

Vadstöd Helt

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad D2.4**

Avser sprängskiss:
D2.4 - rev. A


Vadstöd Helt +30

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62812	VADSTÖD Helt sb38 ställbart djup +30mm	1-13
	63812	VADSTÖD Helt sb42 ställbart djup +30mm	1-13
	64812	VADSTÖD Helt sb46 ställbart djup +30mm	1-13
	65812	VADSTÖD Helt sb50 ställbart djup -30mm	1-13
	62864	VADPLATTSRÖR hel sb38 +30mm	6-8
	63864	VADPLATTSRÖR hel sb42 +30mm	6-8
	64864	VADPLATTSRÖR hel sb46 +30mm	6-8
	65864	VADPLATTSRÖR hel sb50 +30mm	6-8
1	62865-1	VADPLATTA hel sb38 Svart Soft	
1	49281	KLÄDSEL Vadplatta hel sb38	
1	63865-1	VADPLATTA hel sb42 Svart Soft	
1	49381	KLÄDSEL Vadplatta hel sb42	
1	64865-1	VADPLATTA hel sb46 Svart Soft	
1	49481	KLÄDSEL Vadplatta hel sb46	
1	65865-1	VADPLATTA hel sb50 Svart Soft	
1	49581	KLÄDSEL Vadplatta hel sb50	
2		KLAMMER vadplatta hel	
	63823-1	VADPLATTSFÄSTE kpl vänster med låsning	9-13
	63824-1	VADPLATTSFÄSTE kpl höger med låsning	9-13
3	81110	SKRUV MRX M5x12 SV	
4	81212	BULT MVBF M6x30 FZB	
5	81545	MUTTER DIN 6926 M6 Flänslåsmutter hög	
6	12935	SNÄPP bordsrör	
7		RÖR Vadplatta sb38	
7		RÖR Vadplatta sb42	
7		RÖR Vadplatta sb46	
7		RÖR Vadplatta sb50	
8		VADPLATTSBOCK +30 (12x12)	
9		VADPLATTSFÄSTE vänster	
9		VADPLATTSFÄSTE höger	
10	63826-1	KLÄMBRICKA	
11	81352	BULT MVBF M6x40 FZB	
12	81607	BRICKA NB 6x16x1 FZB	
13	81952-5	STJÄRNRATT M6	

Vadstöd Helt +30

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad D2.5**

Avser sprängskiss:
D2.5 - rev. A


Vadband & Vadmatta

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63891-5	VADMATTA sb42-38 ställbar med fäste	1 + 3-5
	65891-5	VADMATTA sb50-46 ställbar med fäste	
	63892-5	VADBAND sb38-50 ställbar med fäste	2-5
	63895	VADBANDSFÄSTE sats höger och vänster kpl	3-5
1	63891	VADMATTA sb38-42 ställbar	
1	65891	VADMATTA sb46-50 ställbar	
2	63892	VADBAND sb38-50 Ställbar	
		VADBANDSFÄSTE vänster kpl	3-5
		VADBANDSFÄSTE höger kpl	3-5
3		VADBANDSFÄSTE vänster	
3		VADBANDSFÄSTE höger	
4	81105	SKRUV MRX 5x20 FZB	
5	81451	BLINDNITMUTTER M5	

Vadband & Vadmatta

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad D3.1**

Avser sprängskiss:
D3.1 - rev. A



Fotstöd delat

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62908	FOTSTÖD standard sb38 höger	
	62909	FOTSTÖD standard sb38 vänster	
	63908	FOTSTÖD standard sb42 höger	
	63909	FOTSTÖD standard sb42 vänster	
	64908	FOTSTÖD standard sb46 höger	
	64909	FOTSTÖD standard sb46 vänster	
	65908	FOTSTÖD standard sb50 höger	
	65909	FOTSTÖD standard sb50 vänster	
	62903	FOTSTÖD kort sb38 vänster	
	62904	FOTSTÖD kort sb38 höger	
	63903	FOTSTÖD kort sb42 vänster	
	63904	FOTSTÖD kort sb42 höger	
	64903	FOTSTÖD kort sb46 vänster	
	64904	FOTSTÖD kort sb46 höger	
	65903	FOTSTÖD kort sb50 vänster	
	65904	FOTSTÖD kort sb50 höger	
1	62923	FOTPLATTA sb38-42 svart	
1	64923	FOTPLATTA sb46-50 svart	
	63940	FOTPLATTSHÅLLARE standard med gaffel höger	4-8
	63945	FOTPLATTSHÅLLARE standard med gaffel vänster	4-8
	62940	FOTPLATTSHÅLLARE kort med gaffel höger	4-8
	62945	FOTPLATTSHÅLLARE kort med gaffel vänster	4-8
2	81354	SKRUV K6S M6x12 sv.	
3	81655	BRICKA M6 6.4x18x1.6 DIN 9021 svart	
4		FOTPLATTSGAFFEL	
5		FOTPLATTSHÅLLARE standard utan gaffel höger	9-14
5		FOTPLATTSHÅLLARE standard utan gaffel vänster	9-14
5		FOTPLATTSHÅLLARE kort utan gaffel höger	9-14
5		FOTPLATTSHÅLLARE kort utan gaffel vänster	9-14
6	81208	BULT M6S M8x70	
7	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
8	81603	BRICKA BRB8.4x16x1.5	
9		FOTPLATTSHÅLLARE standard höger	
9		FOTPLATTSHÅLLARE standard vänster	
9		FOTPLATTSHÅLLARE kort höger	
9		FOTPLATTSHÅLLARE kort vänster	
10		LEDPLÅT fotplatta höger	
10		LEDPLÅT fotplatta vänster	
11	81335	BULT MVBF M6x12 fzb	
12	81522	MUTTER låsmutter M6	
13	81602	BRICKA BRB6.4x12x1.5	
14		HÅLNIT PHN 6x11 mässing	

Fotstöd delat

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad D3.2**

Avser sprängskiss:
D3.2 - rev. A


Fotstöd Helt

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62951	FOTSTÖD Helt sb38 justeras för benstöd	1-12
	63951	FOTSTÖD Helt sb42 justeras för benstöd	1-12
	64951	FOTSTÖD Helt sb46 justeras för benstöd	1-12
	65951	FOTSTÖD Helt sb50 justeras för benstöd	1-12
	62953	FOTSTÖD Helt sb38 Kort justeras för benstöd	1-12
	63953	FOTSTÖD Helt sb42 Kort justeras för benstöd	1-12
	64953	FOTSTÖD Helt sb46 Kort justeras för benstöd	1-12
	65953	FOTSTÖD Helt sb50 Kort justeras för benstöd	1-12
		FOTPLATTA Hel sb38 med halkskydd	5-6
		FOTPLATTA Hel sb42 med halkskydd	5-6
		FOTPLATTA Hel sb46 med halkskydd	5-6
		FOTPLATTA Hel sb50 med halkskydd	5-6
		FOTPLATTSHÅLLARE helt fotstöd 200 std vänster	7-12
		FOTPLATTSHÅLLARE helt fotstöd 120 kort vänster	7-12
		FOTPLATTSHÅLLARE helt fotstöd 200 std höger	7-12
		FOTPLATTSHÅLLARE helt fotstöd 120 kort höger	7-12
1	64957-1	DISTANSBRICKA till hel fotplatta	
2	81355	SKRUV K6S M6x20 SV	
3	81522	MUTTER låsmutter M6	
4	81655	BRICKA M6 6,4x18x1,6 DIN 9021 Svart	
5		FOTPLATTA hel sb38	
5		FOTPLATTA hel sb42	
5		FOTPLATTA hel sb46	
5		FOTPLATTA hel sb50	
6	87021	HALSKYDDSTEJP 25mm	
7		FOTPLATTSHÅLLARE 200 std vänster	
7		FOTPLATTSHÅLLARE 120 kort vänster	
7		FOTPLATTSHÅLLARE 200 std höger	
7		FOTPLATTSHÅLLARE 120 kort höger	
8		VINKELPLÅT vänster	
8		VINKELPLÅT höger	
9	81335	BULT MVBF M6x12 FZB	
10	81522	MUTTER låsmutter M6	
11	81602	BRICKA BRB6,4x12x1,5	
12		HÅLNIT PHN 6x11 mässing	

Fotstöd Helt


Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista		HD Balance	Blad D3.3
Avser sprängskiss: D3.3 - rev. A		Fotlåda	rev. 2025-02-11
Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62981	FOTLÅDA sb38 justeras för benstöd	1-14
	63981	FOTLÅDA sb42 justeras för benstöd	1-14
	64981	FOTLÅDA sb46 justeras för benstöd	1-14
	65981	FOTLÅDA sb50 justeras för benstöd	1-14
	62982	FOTLÅDA kort sb38 justeras för benstöd	1-14
	63982	FOTLÅDA kort sb42 justeras för benstöd	1-14
	64982	FOTLÅDA kort sb46 justeras för benstöd	1-14
	65982	FOTLÅDA kort sb50 justeras för benstöd	1-14
1	62865-1	VADPLATTA hel sb38 Svart	Se blad D2.3
1	63865-1	VADPLATTA hel sb42 Svart	Se blad D2.3
1	64865-1	VADPLATTA hel sb46 Svart	Se blad D2.3
1	65865-1	VADPLATTA hel sb50 Svart	Se blad D2.3
2	62956	FOTPLATTA hel sb38 med halkskydd	Se blad D3.1
2	63956	FOTPLATTA hel sb42 med halkskydd	Se blad D3.1
2	64956	FOTPLATTA hel sb46 med halkskydd	Se blad D3.1
2	65956	FOTPLATTA hel sb50 med halkskydd	Se blad D3.1
		FOTLÅDEHÅLLARE 200 vänster	8-13
		FOTLÅDEHÅLLARE kort 155 vänster	8-13
		FOTLÅDEHÅLLARE 200 höger	8-13
		FOTLÅDEHÅLLARE kort 155 höger	8-13
3	64957-1	DISTANSBRICKA till hel fotplatta	
4	81110	SKRUV MRX M5x12 SV	
5	81101	SKRUV MRX M5x8 SV	
6	81355	SKRUV K6S M6x20 SV	
7	81522	MUTTER låsmutter M6	
8	81655	BRICKA M6 6,4x18x1,6 DIN 9021 svart	
9		VINKELPLÅT vänster	
9		VINKELPLÅT höger	
10		FOTLÅDEHÅLLARE vänster	
10		FOTLÅDEHÅLLARE kort vänster	
1		FOTLÅDEHÅLLARE höger	
1		FOTLÅDEHÅLLARE kort höger	
11	81335	BULT MVBF M6x12 FZB	
12	81522	MUTTER låsmutter M6	
13	81602	BRICKA BRB6,4x12x1,5	
14		HÅLNIT PHN 6x11 mässing	
15	62986-1	Fotlådesida BA ABS vänster	
15	62986-2	Fotlådesida BA ABS höger	
15	62987-1	Fotlådesida BA ABS Kort vänster	
15	62987-2	Fotlådesida BA ABS Kort höger	
	63991-5	FOTLÅDEPOLSTRING kpl sats 2st	15-16
16		POLSTRING fotlådesida vänster	
16		POLSTRING fotlådesida höger	
17	87005	Nevogrip 20mm mjuk	

Fotlåda

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelslista	HD Balance	Blad D4.1
Avser sprängskiss: D4.1 - rev. A	Amputationsbenstöd	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62771	BENSTÖD AMPUTATION sb38 vän kpl med vadstöd	1-14
	62772	BENSTÖD AMPUTATION sb38 hög kpl med vadstöd	1-14
	63771	BENSTÖD AMPUTATION sb42 vän kpl med vadstöd	1-14
	63772	BENSTÖD AMPUTATION sb42 hög kpl med vadstöd	1-14
	64771	BENSTÖD AMPUTATION sb46 vän kpl med vadstöd	1-14
	64772	BENSTÖD AMPUTATION sb46 hög kpl med vadstöd	1-14
	65771	BENSTÖD AMPUTATION sb50 vän kpl med vadstöd	1-14
	65772	BENSTÖD AMPUTATION sb50 hög kpl med vadstöd	1-14
1	62771-5	KNÄLED Ampbenstöd vänster med benstödsrör	Se blad D4.2
1	62772-5	KNÄLED Ampbenstöd höger med benstödsrör	Se blad D4.2
	62851	VADSTÖD Amputation sb38 ställbar höjd	2-14
	63851	VADSTÖD Amputation sb42 ställbar höjd	2-14
	64851	VADSTÖD Amputation sb46 ställbar höjd	2-14
	65851	VADSTÖD Amputation sb50 ställbar höjd	2-14
2	62842	VADPLATTA sb38 delad PUR	se blad D2.1
2	63842	VADPLATTA sb42 delad PUR	se blad D2.1
2	64842	VADPLATTA sb46-50 delad PUR	se blad D2.1
3		SKENA ampbenstöd	
4		KLÄMBRICKA	
5		VADPLATTSBOCK amputation sb38	
5		VADPLATTSBOCK amputation sb42-46	
5		VADPLATTSBOCK amputation sb50	
6		VADPLATTSKLAMMER	
7		VADPLATTSHYLSA	
8	81154	SKRUV MRX 4x8 spiral	före 160107
9	81237	SKRUV MC6S M4x10 FZB	efter 160107
10	81538	SVETSMUTTER M4 SMRP rektang. platta	efter 160107
11	81212	BULT MVBF M6x30 FZB	
12	81347	BULT M6S M6x35 FZB	
13	81427	SKRUV trä 5x16 poz	
14	81952-5	STJÄNRATT M6	

Amputationsbenstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelslista	HD Balance	Blad D4.2
Avser sprängskiss: D4.2 - rev. A	Knäled Amputationsbenstöd	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62771-5	KNÄLED Ampbenstöd med benstödsrör vänster	1-27
	62772-5	KNÄLED Ampbenstöd med benstödsrör höger	1-27
		KNÄLED ampbenstöd utan benstödsrör vänster	4-27
		KNÄLED ampbenstöd utan benstödsrör höger	4-27
1		BENSTÖDSRÖR amputationsbenstöd	
2	81340	SKRUV K6S M6x30 FZB	
3	82108-5	TÄCKPLUGG 20x20	
	62741	VRIDLÄNK kpl vänster	16-19
	62742	VRIDLÄNK kpl höger	16-19
		INNERKUGG kpl	20-21
4		DISTANS knäled	
5		LAGERBRICKA knäled	
6		LAGERBRICKA knäled	
7		AXELTAPP knäled	
		KLOSS ampbenstöd kpl	22-27
8		PLÅT insida	
9		PLÅT utsida	
10	81344	SKRUV K6S M6x35 SV.	
11	81522	MUTTER låsmutter M6	
12	81714	SPÅRRYTARE RS-5	
13		NIT KN 6x32 svart	
14	81877	FJÄDER benstöd 2513	
15	82111	MUTTERKÅPA M6 svart	
16		VRIDLÄNK vänster	
16		VRIDLÄNK höger	
17		YTTERKUGG knäled	
18	81243	SKRUV MC6S M3x8 FZB	
19	81244	SKRUV MC6S M6x10	
20		INNERKUGG knäled	
21		STYRHYLSA innerkugg	
22		KLOSS knäled	
23		KNOPP låstapp	
24		LÅSTAPP knäled	
25		HYLSA knäled	
26		FJÄDER benstöd 2443	
27		BUSSNING knäled	

Knäled Amputationsbenstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad D5.1**

Avser sprängskiss:

Hälband


D5.1 - rev. A

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62995-1	HÄLBAND sb38-50 kpl sats 2st	1-5
		HÄLBAND sb38-50 kpl delad fotplatta	1-5
1		HÄLBAND sb38-50	
2		DISTANSRÖR hälband	
3	81364	SKRUV MC6S M6x65	
4	81522	MUTTER Låsmutter M6	
5	81602	BRICKA BRB6,4x12x1,5	

Hälband

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad D6.1**

Avser sprängskiss:
D6.1 - rev. A


Fotstödssida

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	65987	FOTSTÖDSSIDA kpl med klammer vänster	1-5
	65986	FOTSTÖDSSIDA kpl med klammer höger	1-5
1		FOTSTÖDSSIDA BA ABS vänster	
1		FOTSTÖDSSIDA BA ABS höger	
2		DISTANS fotstödssida	
3		KLAMMER med hål till fotstödssida	
4		KLAMMER med urtag till fotstödssida	
5	81110	SKRUV MRX M5x12 SV.	
	63996-5	FOTSIDEPOLSTRING kpl sats 2st	6-7
6		POLSTRING fotstödssida höger	
6		POLSTRING fotstödssida vänster	
7	87005	NEVOGRIP 20mm mjuk	

Fotstödssida

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad E1.1**

Avser sprängskiss:
E1.1 - rev. B


Armstöd

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62400	ARMSTÖD Standard kpl par svart soft	1-2
	62401	ARMSTÖD vänster kpl svart soft	1-2
	62402	ARMSTÖD höger kpl svart soft	1-2
	62400-5	ARMSTÖD Lågt kpl par svart soft	3-4
	62405	ARMSTÖD Lågt kpl vänster svart soft	3-4
	62406	ARMSTÖD Lågt kpl höger svart soft	3-4
	63401	ARMSTÖD Bred kpl svart soft vänster	2 & 5
	63402	ARMSTÖD Bred kpl svart soft höger	2 & 5
	63405	ARMSTÖD Bred Lågt kpl svart soft vänster	4 & 6
	63406	ARMSTÖD Bred Lågt kpl svart soft höger	4 & 6
1	62408-1	ARMSTÖDSENHET standard höger	se blad E2.1
1	62409-1	ARMSTÖDSENHET standard vänster	se blad E2.1
2	62441-1	SIDOSTÖDSENHET standard vänster	se blad E3.1
2	62442-1	SIDOSTÖDSENHET standard höger	se blad E3.1
3	62408-5	ARMSTÖDSENHET lågt höger	se blad E2.2
3	62409-5	ARMSTÖDSENHET lågt vänster	se blad E2.2
4	62446-1	SIDOSTÖDSENHET lågt höger	se blad E3.1
4	62447-1	SIDOSTÖDSENHET lågt vänster	se blad E3.1
5	63408-1	ARMSTÖDSENHET Bred höger	se blad E2.3
5	63409-1	ARMSTÖDSENHET Bred vänster	se blad E2.3
6	63408-5	ARMSTÖDSENHET Bred lågt höger	se blad E2.3
6	63409-5	ARMSTÖDSENHET Bred lågt vänster	se blad E2.3

Armstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad E1.2**

Avser sprängskiss:

Armstöd med sidostöd Kil




E1.2 - rev. A

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62411	ARMSTÖD med sidostöd Kil 7° kpl vänster	1-2
	62412	ARMSTÖD med sidostöd Kil 7° kpl höger	1-2
	62413	ARMSTÖD med sidostöd Kil 4° kpl vänster	1 & 3
	62414	ARMSTÖD med sidostöd Kil 4° kpl höger	1 & 3
1	62408-1	ARMSTÖDSENHET standard höger	se blad E2.1
1	62409-1	ARMSTÖDSENHET standard vänster	se blad E2.1
2	63463	SIDOSTÖD Kil 7° kpl vänster	se blad E3.2
2	63464	SIDOSTÖD Kil 7° kpl höger	se blad E3.2
3	63461	SIDOSTÖD Kil 4° kpl vänster	se blad E3.2
3	63462	SIDOSTÖD Kil 4° kpl höger	se blad E3.2

Armstöd med sidostöd Kil

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad E2.1
Avser sprängskiss: E2.1 - rev. B	Armstödsenhet standard	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62408-1	ARMSTÖDSENHET standard höger	1-17
	62409-1	ARMSTÖDSENHET standard vänster	1-17
	62421-2	STOLPE kpl med invändig armstödsskena höger	6-17
	62421-1	STOLPE kpl med invändig armstödsskena vänster	6-17
1	62431	ARMSTÖDSSKENA utvändig	
2	62463	ARMSTÖDSPLATTA Pur svart vänster	
2	62464	ARMSTÖDSPLATTA Pur svart höger	
2	62462-1	ARMSTÖDSPLATTA svart höger (utgått 210322)	
2	62461-1	ARMSTÖDSPLATTA svart vänster (utgått 210322)	
3	81104	Skruv MRX 5x10	
3	81427	SKRUV trä 5x16 poz (utgått 210322)	
4	82143-1	TÄCKKÅPA armstödsskena vänster	
5	82144-1	TÄCKKÅPA armstödsskena höger	
		STOLPE kpl med invändig stolpe	7-12
		ARMSTÖDSKENA invändig kpl med spärr	13-17
6	81137	SKRUV MFT M6x16 fzb	
7		STOLPE utvändig	
8		STOLPE invändig	
9		SPÄRR armstöd	
10		TRYCKKNAPP armstöd	
11		BLINDNIT 3.2x9.5 MUL AL/ST	
12	81878	FJÄDER armstöd	
13		ARMSTÖDSSKENA invändig	
		SPÄRR kpl med skydd	16-17
14		NIT FN 4x10 AL	
15	81875	FJÄDER armstöd	
16		SPÄRR armstödsskena	
17		ÄNSKYDD UR2x20 grön	
17	82157-1	ÄNSKYDD UR2x20 grön Förp. 10st	

Armstödsenhet standard

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad E2.2**

Avser sprängskiss:
E2.2 - rev. A

Armstödsenhet lågt

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62408-5	ARMSTÖDSENHET lågt höger	1-17
	62409-5	ARMSTÖDSENHET lågt vänster	1-17
		STOLPE låg kpl med invändig armstödsskena höger	6-17
		STOLPE låg kpl med invändig armstödsskena vänster	6-17
1	62431	ARMSTÖDSSKENA utvändig	
2	62464	ARMSTÖDSPLATTA PUR höger	
2	62463	ARMSTÖDSPLATTA PUR vänster	
3	81104	SKRUV MRX 5x10	
4	82143-1	TÄCKKÅPA armstödsskena vänster, med hål	
5	82144-1	TÄCKKÅPA armstödsskena höger, med hål	
		STOLPE låg kpl	7-12
		ARMSTÖDSSKENA invändig kpl med spärr	13-17
6	81137	SKRUV MFT M6x16 fzb	
7		STOLPE låg utvändig	
8		STOLPE låg invändig	
9		SPÄRR armstöd	
10		TRYCKKNAPP armstöd	
11		BLINDNIT 3.2x9.5 MUL AL/ST	
12	81878	FJÄDER armstöd	
13		ARMSTÖDSSKENA invändig	
		SPÄRR kpl med skydd	16-17
14		NIT FN 4x10 AL	
15	81875	FJÄDER armstöd	
16		SPÄRR armstödsskena	
17		ÄNDSKYDD UR2x20 grön/svart	
17	82157-1	ÄNDSKYDD UR2x20 grön/svart Förp. 10st	

Reservdelslista**HD Balance****Blad E2.3**

Avser sprängskiss:
E2.3 - rev. A



Armstödsenhet Bred standard & Bred lågt

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63408-1	ARMSTÖDSENHET Bred standard höger	1-6
	63409-1	ARMSTÖDSENHET Bred standard vänster	1-6
	63408-5	ARMSTÖDSENHET Bred lågt höger	2-7
	63409-5	ARMSTÖDSENHET Bred lågt vänster	2-7
1	62421-2	STOLPE std kpl med invändig armstödsskena höger	se blad E2.1
1	62421-1	STOLPE std kpl med invändig armstödsskena vänster	se blad E2.1
2	62431	ARMSTÖDSSKENA utvändig	
3	62466-2	ARMSTÖDSPLATTA Bred höger	
3		KLÄDSEL armstöd höger	
3	62466-1	ARMSTÖDSPLATTA Bred vänster	
3		KLÄDSEL armstöd vänster	
4	81427	SKRUV trä 5x16 poz	
5	82143-1	TÄCKKÅPA armstödsskena vänster med hål	
6	82144-1	TÄCKKÅPA armstödsskena höger med hål	
7		STOLPE låg kpl med invändig armstödsskena höger	se blad E2.2
7		STOLPE låg kpl med invändig armstödsskena vänster	se blad E2.2

Armstödsenhet Bred standard & Bred lågt

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad E3.1
Avser sprängskiss: E3.1 - rev. A	Sidostödsenhet Standard, Lång & Lång	rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62482-1	SIDOSTÖDSENHET standard vänster	1-4
	62482-2	SIDOSTÖDSENHET standard höger	1-4
1		SIDOSTÖDSPLATTA ABS standard kpl vänster	
1		SIDOSTÖDSPLATTA ABS standard kpl höger	
2	62448	KLAMMER sidostöd främre klammer	
3	62448-5	KLAMMER sidostöd bakre fäste	
4	81101	SKRUV MRX 5x8	
	62447-1	SIDOSTÖDSENHET låg vänster	5-9
	62446-1	SIDOSTÖDSENHET låg höger	5-9
5	62448	KLAMMER sidostöd främre klammer	
6	62448-5	KLAMMER sidostöd bakre fäste	
7	81104	SKRUV MRX 5x10	
		SIDOSTÖDSPLATTA låg kpl vänster	8-9
		SIDOSTÖDSPLATTA låg kpl höger	8-9
8		KLÄDSEL sidostöd Låg	
8		SIDOSTÖDSPLATTA låg höger	
8		SIDOSTÖDSPLATTA låg vänster	
9	81535	ISLAGSMUTTER M5x8 sv.	
	63465	SIDOSTÖD lång med klammer vänster	10-14
	63466	SIDOSTÖD lång med klammer höger	10-14
10	62448	KLAMMER sidostöd främre klammer	
11	62448-5	KLAMMER sidostöd bakre klammer	
12	81104	SKRUV MRX 5x10	
		SIDOSTÖDSPLATTA Lång/Kil kpl vänster	13-14
		SIDOSTÖDSPLATTA Lång/Kil kpl höger	13-14
13		KLÄDSEL Sidostöd Kil	
13		SIDOSTÖDSPLATTA Lång/Kil vänster	
13		SIDOSTÖDSPLATTA Lång/Kil höger	
14	81535	ISLAGSMUTTER M5x8 sv.	

Sidostödsenhet Standard, Låg & Lång

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad E3.2**

Avser sprängskiss:
E3.2 - rev. A


Sidostöd Kil

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63461	SIDOSTÖD Kil 4° vänster kpl Svart Soft	1-6
	63462	SIDOSTÖD Kil 4° höger kpl Svart Soft	1-6
	63463	SIDOSTÖD Kil 7° vänster kpl Svart Soft	1-6
	63464	SIDOSTÖD Kil 7° höger kpl Svart Soft	1-6
1	62448	Klammer Sidostöd främre klammer	
2	62448-5	Klammer Sidostöd bakre sidostöd	
		Sidostödsplatta 4° vänster	3-6
		Sidostödsplatta 4° höger	3-6
		Sidostödsplatta 7° vänster	3-6
		Sidostödsplatta 7° höger	3-6
3		Sidostödsplatta vänster	
3		Sidostödsplatta höger	
4		Kilplatta 4°	
4		Kilplatta 7°	
5	81341	Skruv F6S M5x12	
6	81104	Skruv MRX 5x10	

Sidostöd Kil

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad E3.3**

Avser sprängskiss:
E3.2 - rev. A


Sidostöd Kil (utgått)

rev. 2016-01-05

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
		SIDOSTÖD Kil bred vänster kpl Svart Soft	1-6
		SIDOSTÖD Kil bred höger kpl Svart Soft	1-6
		SIDOSTÖD Kil smal vänster kpl Svart Soft	1-6
		SIDOSTÖD Kil smal höger kpl Svart Soft	1-6
1	62448	KLAMMER Sidostöd främre klammer	
2	62448-5	KLAMMER Sidostöd bakre sidostöd	
3		SIDOSTÖDSPLATTA bred vänster	5
3		KLÄDSEL Sidostöd Kil bred vänster	
3		SIDOSTÖDSPLATTA smal vänster	5
3		KLÄDSEL Sidostöd Kil smal vänster	
3		SIDOSTÖDSPLATTA bred höger	5
3		KLÄDSEL Sidostöd Kil höger	
3		SIDOSTÖDSPLATTA smal höger	5
3		KLÄDSEL Sidostöd Kil smal höger	
4	81104	SKRUV MRX 5x10	
5	81535	ISLAGSMUTTER M5x8 SV	

Sidostöd Kil (utgått)

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad E4.1
Avser sprängskiss: E4.1 - rev. A	Hemiplegiarmstöd Hög modell	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63491	HEMIPLEGIARMSTÖD Hög modell vänster	1-20
	63492	HEMIPLEGIARMSTÖD Hög modell höger	1-20
1	62482-1	SIDOSTÖDSENHET Standard ABS vänster	Se blad E3.1
1	62482-2	SIDOSTÖDSENHET Standard ABS höger	Se blad E3.1
	63491-5	SIDOSTÖDSBESLAG hemi. hög mod. med beslag vä	2-8
	63492-5	SIDOSTÖDSBESLAG hemi. hög mod. med beslag hö	2-8
	63498-1	HEMIPLEGIKUDDE kpl med beslag vänster	9-20
	63498-2	HEMIPLEGIKUDDE kpl med beslag höger	9-20
2		STOLPE kpl	Se blad E2.1
3		ADAPTERBRICKA vänster	
3		ADAPTERBRICKA höger	
4		STÄLLRÖR hemiplegiarmstöd	
5		DISTANS hemiplegiarmstöd	
6	81137	SKRUV MFT M6x16 fzb	
7	81372	SKRUV MC6S12.9 6x25	
8	82108-5	TÄCKPLUGG 20x20	
9		PLÅTBRICKA	
10		HEMIPLEGIKUDDE	
	63499-1	KLÄMFÄSTE / PLATTA vänster	12-20
	63499-2	KLÄMFÄSTE / PLATTA höger	12-20
11	81115	SKRUV MFX M5x20 SV.	
12		KLÄMFÄSTE vänster	
12		KLÄMFÄSTE höger	
13		VRIDTAPP hemibeslag	
14		KLÄMBRICKA hemibeslag	
15		SKÅLBRICKA hemibeslag	
16		PLATTA hemiplegiarmstöd	
17		MUTTERSTYCKE	
18		PINNSKRUV	
19	81927	LÅSSPAK LATS-017	
20	81951	STJÄRNRATT M6	

Hemiplegiarmstöd Hög modell

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad E4.2**

Avser sprängskiss:
E4.2 - rev. A


Hemiplegiarmstöd Låg modell

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	63493	HEMIPLEGIARMSTÖD Låg modell vänster	1-9
	63494	HEMIPLEGIARMSTÖD Låg modell höger	1-9
1	62447-1	SIDOSTÖDSENHET Låg Svart vänster	Se blad E3.1
1	62446-1	SIDOSTÖDSENHET Låg Svart höger	Se blad E3.1
	63493-5	SIDOBESLAG hemiplegi låg med ställrör vänster	3-9
	63494-5	SIDOBESLAG hemiplegi låg med ställrör höger	3-9
2	63498-1	HEMIPLEGIKUDDE kpl med beslag vänster	Se blad E4.1
2	63498-2	HEMIPLEGIKUDDE kpl med beslag höger	Se blad E4.1
3		STOLPE låg kpl	Se blad E2.2
4		ADAPTERBRICKA vänster	
4		ADAPTERBRICKA höger	
5		STÄLLRÖR hemiplegiarmstöd	
6		DISTANS hemiglegiarmstöd	
7	81137	SKRUV MFT M6x16 fzb	
8	81372	SKRUV MC6S 12.9 6x25	
9	82108-5	TÄCKPLUGG 20x20	

Hemiplegiarmstöd Låg modell

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelslista	HD Balance	Blad E5.1
Avser sprängskiss: E5.1 - rev. A	ARMSTÖDSSARG	rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62471	SARG armstöd vänster kpl	1-7
	62472	SARG armstöd höger kpl	1-7
1		FÄSTPLÅT sarg	
		SARG armstöd vänster med klädsel	5-7
		SARG armstöd höger med klädsel	5-7
2		SKRUV K6S M6S M6x10 SV.	
3	81442	BLINDNIT 4,8x8 AL/ST	
4	81505	MUTTER M6M 6 FZB	
5		KLÄDSEL Sarg vänster	
5		KLÄDSEL Sarg höger	
6		PLÅT sarg armstöd vänster	
6		PLÅT sarg armstöd höger	
7		STOPPNING sarg vänster	
7		STOPPNING sarg höger	
	63471	SARG armstöd bred vänster kpl	8-14
	63472	SARG armstöd bred höger kpl	8-14
8		FÄSTPLÅT sarg	
		SARG armstöd bred med klädsel vänster	12-14
		SARG armstöd bred med klädsel höger	12-14
9	81293	SKRUV K6S M6x10 SV.	
10	81442	BLINDNIT 4.8x8 AL/ST	
11	81505	MUTTER M6M 6 FZB	
12		KLÄDSEL sarg bred vänster	
12		KLÄDSEL sarg bred höger	
13		STOPPNING sarg vänster	
13		STOPPNING sarg höger	
14		PLÅT sarg armstöd vänster	
14		PLÅT sarg armstöd höger	

Armstödssarg

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad E5.2**

Avser sprängskiss:

Armstödslås


E5.2 - rev. A

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62459	ARMSTÖDSLÅS kpl Par	1-4
		ARMSTÖDSLÅS kpl vänster	1-4
		ARMSTÖDSLÅS kpl höger	1-4
1		KLOSS vänster	
1		KLOSS höger	
2		ARM armstödslåsning	
3		SKRUV MC6S M4x10 FZB	
4		FJÄDER körhandtag	

Armstödslås

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad E6.1**Avser sprängskiss:
E6.1 - rev. A


Distans Sidostöd

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62458-1	DISTANS SIDOSTÖD 1cm, sats 2st kpl med skruv	1-3
1		DISTANS SIDOSTÖD 1cm inflyttning	
2	81105	SKRUV MRX 5x20 FZB	
3	81601	BRICKA BRB 5,3x10x1	

Distans Sidostöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad E7.1**

Avser sprängskiss:

Sidostödspolstring tunn


E6.1 - rev. A

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69685	SIDOSTÖDSPOLSTRING tunn, PAR	1-2
1		SIDOSTÖDSPOLSTRING tunn vänster	
2		SIDOSTÖDSPOLSTRING tunn höger	

Sidostödsöverdrag

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F1.1**

Avser sprängskiss:
F1.1 - rev. B



Bålstöd standard litet bred & smal pos.

rev. 2018-02-26

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69302-1	BÅLSTÖD standard litet bred pos. Grå	1-6
	69302-2	BÅLSTÖD standard litet bred pos. Hygien	1-6
	69302-3	BÅLSTÖD standard litet bred pos. Svart	1-6
1		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
1	49933	KLÄDSEL Bålstöd standard Grå	
1	49934	KLÄDSEL Bålstöd standard Hygien	
1	49955	KLÄDSEL Bålstöd standard Svart	
2		PLÅT bålstöd standard	
3		BYGEL bålstöd standard bred position	
4	81449	BLINDNIT 4.8x16 ST/ST	
5	82135	TÄCKPROPP 12.5x5.25	
6	87164	KANTLIST F125	
	69301-1	BÅLSTÖD standard litet smal pos. Grå	7-12
	69301-2	BÅLSTÖD standard litet smal pos. Hygien	7-12
	69301-3	BÅLSTÖD standard litet smal pos. Svart	7-12
7		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
7	49933	KLÄDSEL Bålstöd standard Grå	
7	49934	KLÄDSEL Bålstöd standard Hygien	
7	49955	KLÄDSEL Bålstöd standard Svart	
8		PLÅT bålstöd standard	
9		BYGEL bålstöd standard smal position	
10	81293	SKRUV K6S M6x10 sv.	
11	82135	TÄCKPROPP 12.5x5.25	
12	87164	KANTLIST F125	

Bålstöd standard litet bred & smal pos.

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F1.2**

Avser sprängskiss:
F1.2 - rev. B


Bålstöd ställbart långt & kort

rev. 2025-03-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69311-1	BÅLSTÖD ställbart kort Grå	1-13
	69312-1	BÅLSTÖD ställbart långt Grå	1-13
	69311-2	BÅLSTÖD ställbart kort Hygien	1-13
	69312-2	BÅLSTÖD ställbart långt Hygien	1-13
	69311-3	BÅLSTÖD ställbart kort Svart	1-13
	69312-3	BÅLSTÖD ställbart långt Svart	1-13
1		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
1	49937	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Grå	
1	49938	KLÄDSEL Bålstöd ställbart långt Grå	
1	49939	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Hygien	
1	49936	KLÄDSEL Bålstöd ställbart långt Hygien	
1	49957	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Svart	
1	49958	KLÄDSEL Bålstöd ställbart långt Svart	
		PLÅT kort ställbart kpl	6-13
		PLÅT lång ställbart kpl	6-13
2		BYGEL bålstöd ställbart bred position	
3	81315	SKRUV P6SS M6x8	
4	82135	TÄCKPROPP 12.5x5.25	
5	87164	KANTLIST F125	
6		PLÅT bakre kort	
6		PLÅT bakre långt	
7		PLÅT främre kort	
7		PLÅT främre långt	
		GÅNGJÄRN bålstöd kpl	10-13
8		STÄLLHYLSA 42mm	
9	81455	BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
10		GÅNGJÄRNSHALVA bred utvänding	
11		GÅNGJÄRNSHALVA bred invänding	
12	81359	SKRUV MC6S M5x55	
13	81504	MUTTER M6M 5	

Bålstöd ställbart långt & kort

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F1.3**

Avser sprängskiss:
F1.3 - rev. A



Bålstöd Swing Standard Smal & Bred position

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69305-1	SWING Standard Smal position vänster Grå	1-7
	69305-2	SWING Standard Smal position vänster Hygien	1-7
	69305-3	SWING Standard Smal position vänster Svart	1-7
	69306-1	SWING Standard Smal position höger Grå	1-7
	69306-2	SWING Standard Smal position höger Hygien	1-7
	69306-3	SWING Standard Smal position höger Svart	1-7
	69307-1	SWING Standard Bred position vänster Grå	1-5 & 8-9
	69307-2	SWING Standard Bred position vänster Hygien	1-5 & 8-9
	69307-3	SWING Standard Bred position vänster Svart	1-5 & 8-9
	69308-1	SWING Standard Bred position höger Grå	1-5 & 8-9
	69308-2	SWING Standard Bred position höger Hygien	1-5 & 8-9
	69308-3	SWING Standard Bred position höger Svart	1-5 & 8-9
1	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	Se blad F1.8
1	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	Se blad F1.8
2	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
3		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
3	49933	KLÄDSEL Bålstöd std Grå	
3	49934	KLÄDSEL Bålstöd std Hygien	
3	49955	KLÄDSEL Bålstöd std Svart	
4		PLÅT bålstöd std	
5	87164	KANTLIST F125	
6		BYGEL Bålstöd swing smal position	
7	81293	SKRUV K6SM6x10 SV	
8		BYGEL Bålstöd swing bred position	
9		BLINDNIT 4,8x16ST/ST	

Bålstöd Swing Standard Smal & Bred position

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista HD Balance**Blad F1.4**

Avser sprängskiss:
F1.4 - rev. A


Bålstöd Swing Ställbart kort smal & bred position

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69315-1	SWING Ställbart kort Smal position vänster Grå	1-15
	69315-2	SWING Ställbart kort Smal position vänster Hygien	1-15
	69315-3	SWING Ställbart kort Smal position vänster Svart	1-15
	69316-1	SWING Ställbart kort Smal position höger Grå	1-15
	69316-2	SWING Ställbart kort Smal position höger Hygien	1-15
	69316-3	SWING Ställbart kort Smal position höger Svart	1-15
	69317-1	SWING Ställbart kort Bred position vänster Grå	1-14 & 16
	69317-2	SWING Ställbart kort Bred position vänster Hygien	1-14 & 16
	69317-3	SWING Ställbart kort Bred position vänster Svart	1-14 & 16
	69318-1	SWING Ställbart kort Bred position höger Grå	1-14 & 16
	69318-2	SWING Ställbart kort Bred position höger Hygien	1-14 & 16
	69318-3	SWING Ställbart kort Bred position höger Svart	1-14 & 16
1	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	Se blad F1.8
1	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	Se blad F1.8
		PLÅT kort kpl ställbart	7-11
2		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
2	49937	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Grå	
2	49939	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Hygien	
2	49957	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Svart	
3	81315	SKRUV P6SS M6x8	
4	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
5	82137	TÄCKPROPP 12.5x7x5	
6	87164	KANTLIST F125	
7		PLÅT bakre	
8		PLÅT främre	
		GÅNGJÄRN bålstöd kpl	11-14
9		STÄLLHYLSA 42mm	
10	81445	BLINDNIT 4,8x8 ST/ST	
11		GÅNGJÄRNSHALVA bred utvändig del	
12		GÅNGJÄRNSHALVA bred invändig del	
13	81359	SKRUV MC6S M5x55	
14	81504	MUTTER M6M 5	
15		BYGEL Bålstöd swing ställbar smal position	
16		BYGEL Bålstöd swing ställbar bred position	

Bålstöd Swing Ställbart kort smal & bred position

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F1.5**

Avser sprängskiss:
F1.5 - rev. A


Bålstöd Swing Ställbart lång smal & bred position

rev. 2025-02-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69325-1	SWING Ställbart lång Smal position vänster Grå	1-15
	69325-2	SWING Ställbart lång Smal position vänster Hygien	1-15
	69325-3	SWING Ställbart lång Smal position vänster Svart	1-15
	69326-1	SWING Ställbart lång Smal position höger Grå	1-15
	69326-2	SWING Ställbart lång Smal position höger Hygien	1-15
	69326-3	SWING Ställbart lång Smal position höger Svart	1-15
	69327-1	SWING Ställbart lång Bred position vänster Grå	1-14 & 16
	69327-2	SWING Ställbart lång Bred position vänster Hygien	1-14 & 16
	69327-3	SWING Ställbart lång Bred position vänster Svart	1-14 & 16
	69328-1	SWING Ställbart lång Bred position höger Grå	1-14 & 16
	69328-2	SWING Ställbart lång Bred position höger Hygien	1-14 & 16
	69328-3	SWING Ställbart lång Bred position höger Svart	1-14 & 16
1	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	Se blad F1.8
1	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	Se blad F1.8
2		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
		PLÅT lång kpl ställbart	7-10
2	49938	KLÄDSEL Bålstöd ställbart lång Grå	
2	49936	KLÄDSEL Bålstöd ställbart lång Hygien	
2	49958	KLÄDSEL Bålstöd ställbart lång Svart	
3	81315	SKRUV P6SS M6x8	
4	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
5	82137	TÄCKPROPP 12.5x7x5	
6	87164	KANTLIST F125	
7		PLÅT bakre	
8		PLÅT främre	
		GÅNGJÄRN bålstöd kpl	11-14
9		STÄLLHYLSA 42mm	
10	81445	BLINDNIT 4,8x8 ST/ST	
11		GÅNGJÄRNSHALVA bred utvändig del	
12		GÅNGJÄRNSHALVA bred invändig del	
13	81359	SKRUV MC6S M5x55	
14	81504	MUTTER M6M 5	
15		BYGEL Bålstöd swing ställbar smal position	
16		BYGEL Bålstöd swing ställbar bred position	

Bålstöd Swing Ställbart lång smal & bred position

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelslista	HD Balance	Blad F1.6
Avser sprängskiss: F1.6 - rev. A	Bålstöd Mini	rev. 2015-06-30

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69332-3	BÅLSTÖD ställbart Mini svart	1-12
1	49961	KLÄDSEL bålstöd ställbart Mini standard svart	
1		POLSTRINGSKUDDE sidostöd	
2		BYGEL bålstöd ställbar bred position	
		PLÅT standard ställbar Mini kpl	5-8
3	81315	SKRUV P6SS M6x8	
4	82135	TÄCKPROPP 12,5x5	
5		STÄLLHYLSA 42 mm	
		GÅNGJÄRN smal kpl	9-12
6		PLÅT bakre standard	
7		PLÅT främre standard	
8	81455	BLINDNIT 4,8x8 ST/ST	
9		GÅNGJÄRNSHALVA smal utvändig	
10		GÅNGJÄRNSHALVA smal invändig	
11	81261	SKRUV MC6S M5x35	
12	81504	MUTTER M6M 5	
	69323-1	BÅLSTÖD Swing Mini smal position vänster	13-18
	69323-2	BÅLSTÖD Swing Mini smal position höger	13-18
13	49961	KLÄDSEL bålstöd ställbart Mini standard svart	
13		POLSTRINGSKUDDE sidostöd	
14		BYGEL bålstöd swing ställbar smal position	
15	69355-1	LED bålstöd swing vänster kpl med ställrör	Se blad F1.7
15	69355-2	LED bålstöd swing höger kpl med ställrör	Se blad F1.7
16		PLÅT standard ställbar Mini kpl	5-8
17	81315	SKRUV P6SS M6x8	
18	82135	TÄCKPROPP 12,5x5	

Bålstöd Mini

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F1.7**

Avser sprängskiss:
F1.6 - rev. A


Bålstöd Swing std Mini

rev. 2015-06-30

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69303-3	BÅLSTÖD SWING std MINI vänster	1-7
	69304-3	BÅLSTÖD SWING std MINI höger	1-7
1		POLSTRING vadplatta liten	
2		PLÅT Bålstöd Rak mod. bålstöd litet	
3	42941	KLÄDSEL Bålstöd Fast litet	
4		BYGEL Bålstöd Swing std Mini	
5	69355-1	LED Bålstöd SWING kpl med ställrör vänster	Se blad F1.8
5	69355-2	LED Bålstöd SWING kpl med ställrör höger	Se blad F1.8
6	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
7	81449	BLINDNIT 4,8x16 ST/ST	

Bålstöd Swing std Mini

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F1.8**

Avser sprängskiss:
F1.8 - rev. A


Led Bålstöd Swing

rev. 2016-01-11

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69355-1	LED Bålstöd Swing vänster kpl med ställrör	1-11
	69355-2	LED Bålstöd Swing höger kpl med ställrör	1-11
1		STÄLLPROFIL Bålstöd Swing	
		LED Bålstöd Swing vänster kpl	4-11
		LED Bålstöd Swing höger kpl	4-11
2	81355	SKRUV K6S M6x20 SV	
3	82135	TÄCKPROPP 12,5x5	
4		LEDGAFFEL vänster	
4		LEDGAFFEL höger	
5		INNERLED	
6		BUSSNING	
7		LEDTAPP	
8		TRYCKKNAPP Swing	
9	81363	SKRUV K6S M6x22 FZB	före 151215
9	81396	SKRUV MC6S M6x22 FZB	efter 151215
10	81522	MUTTER Låsmutter M6	
11		FJÄDER bålstöd 2450	

Led Bålstöd Swing

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F2.1**

Avser sprängskiss:
F2.1 - rev. B


Bord

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69521	BORD PC sb38	1-6
	69531	BORD PC sb42	1-6
	69541	BORD PC sb46	1-6
	69551	BORD PC sb50	1-6
	69522	BORD PC polstrat sb38	1-7
	69532	BORD PC polstrat sb42	1-7
	69542	BORD PC polstrat sb46	1-7
	69552	BORD PC polstrat sb50	1-7
	69525	BORD EK sb38	1-6
	69535	BORD EK sb42	1-6
	69545	BORD EK sb46	1-6
	69555	BORD EK sb50	1-6
	69526	BORD EK polstrat sb38	1-7
	69536	BORD EK polstrat sb42	1-7
	69546	BORD EK polstrat sb46	1-7
	69556	BORD EK polstrat sb50	1-7
1		BORDSBESLAG c-c 20	
2	69513	BORDSTAPP 10mm	
3		DÄMPKUDDE bordsskiva	
4		BORDSSKIVA PC sb38-42	
4		BORDSSKIVA PC sb46-50	
4		BORDSSKIVA EK MDF ekfanerad 7mm sb38-42	
4		BORDSSKIVA EK MDF ekfanerad 7mm sb46-50	
5	81285	SKRUV MC6S M4x8 fzb	
6	81452	BLINDNIT 4.8x12 AL/ST	
7		POLSTRING bordsskiva med tejp	

Bord

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F2.2**

Avser sprängskiss:
F2.2 - rev. A

Stödbord

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
------	---------	-----------	-------

	69596	STÖDBORD sb38-42 mod. 2019	1-8
--	--------------	-----------------------------------	------------

	69598	STÖDBORD sb46-50 mod. 2019	1-8
--	--------------	-----------------------------------	------------

1	49997	KLÄDSEL Stödbord I mod. 2019 litet
1	49999	KLÄDSEL Stödbord s mod. 2019 stort
1		STOPPNING Stödbord litet mod.2019
1		STOPPNING Stödbord stort mod.2019
2	69513	BORDSTAPP 10mm
3		DÄMPKUDDE bordsskiva CA20 8mm
4		BORDSBESLAG c-c 20 för skruv försänkt
5		SKIVA Stödbord litet mod. 2019
5		SKIVA Stödbord stort mod. 2019
6	81114	SKRUV MFX 5x14
7	81285	SKRUV MC6S M4x8 fzb
8	81535	ISLAGSMUTTER M5x8 sv


	69592	STÖDBORD sb38-42 (Utgått 2020)	9
--	--------------	---------------------------------------	----------

	69594	STÖDBORD sb46-50 (Utgått 2020)	9
--	--------------	---------------------------------------	----------

49992		KLÄDSEL Stödbord Litet bord soft
49994		KLÄDSEL Stödbord Stort bord soft
69513		BORDSTAPP 10mm till Balance
		DÄMPKUDDE bordsskiva CA20 8mm
		BORDSBESLAG c-c 20 för skruv försänkt
		SKIVA Stödbord Litet
		SKIVA Stödbord Stort
81114		SKRUV MFX 5x14
81285		SKRUV MC6S M4x8
81535		ISLAGSMUTTER M5x8 SV

Stödbord

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F2.3**

Avser sprängskiss:
F2.3 - rev. A


Muggbord kpl med fäste

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69581-5	MUGGBORD EK vänster kpl med fäste	1-12
	69582-5	MUGGBORD EK höger kpl med fäste	1-12
	69581	MUGGBORD EK vänster	1-6
	69582	MUGGBORD EK höger	1-6
	69585-1	FÄSTE Muggbord vänster kpl med låsning	7-12
	69585-2	FÄSTE Muggbord höger kpl med låsning	7-12
1		SKIVA Muggbord Ek	
2		MUGGHÅLLARE	
3		BORDSTAPP	
4		HÅLLARE	
5	81315	SKRUV P6SS M6x8	
6	81446	BLINDNIT 4,8x12x120	
7		FÄSTE Muggbord vänster	
7		FÄSTE Muggbord höger	
8		DISTANSHYLSA	
9	81296	SKRUV K6S M6x50 SV	
10	81340	SKRUV K6S M6x30 FZB	
11	81505	MUTTER M6M 6 FZB	
12	81951	STJÄRNRATT M6	

Muggbord kpl med fäste

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F2.4**

Avser sprängskiss:
F2.4 - rev. A


Fäste bord standard & med låsning

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69515-1	FÄSTE bord standard kpl sats, 2st fästen	1-3
1		FÄSTE bord standard	
2	81294	SKRUV K6S M6x16 fzb	
3	81505	MUTTER M6M 6 fzb	
	69515-5	FÄSTE bord med låsning kpl sats, 2st fästen	4-9
		FÄSTE bord med låsning vänster	6-9
		FÄSTE bord med låsning höger	6-9
4	81294	SKRUV K6S M6x16 fzb	
5	81505	MUTTER M6M 6 fzb	
6		FÄSTE bord med låshål	
7		LÅSTAPP bordslåsning	
8	81714	SPÅRRYTTARE RS-5	
9	81869	FJÄDER benstöd	

Fäste bord standard & med låsning

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F3.1**

Avser sprängskiss:
F3.1 - rev. B


Nackstöd

rev. 2025-02-06

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69111-1	NACKSTÖD Side sidoställbart kpl Grå	1-15
	69111-2	NACKSTÖD Side sidoställbart kpl Hygien	1-15
	69111-3	NACKSTÖD Side sidoställbart kpl Svart Trevira	1-15
	69114-1	NACKSTÖD Side+ sidoställ. m. hylsor kpl Grå	1-16
	69114-2	NACKSTÖD Side+ sidoställ. m. hylsor kpl Hygien	1-16
	69114-3	NACKSTÖD Side+ sidost.. m. hylsor kpl Svart Trevira	1-16
1	12752	NACKSTÖDSSTOPPNING	
1	49926	KLÄDSEL nackstöd side Grå	
1	49927	KLÄDSEL nackstöd side Hygien	
1	49953	KLÄDSEL nackstöd side Svart	
2		PLÅT nackstöd	
3		STÖDPROFIL nackstöd	
4		BRICKA plast huvudstöd	
5	81194	SKRUV M6SF M6x16 fzb	
6	81522	MUTTER låsmutter M6	
7	87013	KARDBORRBAND 20mm	
	12780	HUVUDSTÖDSRÖR beslag	8-14
		HUVUDSTÖDSRÖR typ 2	11-14
8		KLAMMER huvudstödsrör	
9	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
10	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
11		HUVUDSTÖDSRÖR alu	
12		LEDSTYCKE huvudstödsrör	
13	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
14	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	
15	69141	STÄLLRÖR kpl huvudstöd/nackstöd	se blad F3.6
16	69118-1	FÄSTE sidostöd nackstöd kpl	se blad F3.2

Nackstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F3.2**

Avser sprängskiss:
F3.2 - rev. B



Sidostöd & fäste till nackstöd

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69118-1	FÄSTE sidostöd nackstöd kpl	
1		FÄSTPLÅT sidostöd nackstöd	
	69119-1	STÄLLHYLSA sidostöd kpl	3-7
2	81455	BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
3		STÄLLHYLSA sidostöd	
4		KLÄMBRICKA profil	
5	81344	SKRUV K6S M6x35 sv.	
6	81896	FJÄDER klämbbricka	
7	81952	STJÄARNRATT M6	
	69191-1	SIDOSTÖD nackstöd Grå	8-20
	69191-2	SIDOSTÖD nackstöd Hygien	8-20
	69191-3	SIDOSTÖD nackstöd Svart	8-20
		BYGEL sidostöd nackstöd kpl med klammer	14-20
8		PLÅT sidostöd nackstöd	
9		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
9	49931	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd/nackstöd Grå	
9	49932	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd/nackstöd Hygien	
9	49941	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd/nackstöd Svart Trevira	
10	81342	SKRUV K6S M5x10 sv.	
11	81521	MUTTER låsmutter M5	
12	81630	BRICKA NB 5x13x1	
13	87164	KANTLIST F125	
		BYGEL sidostöd nackstöd kpl	17-20
14		KLAMMER huvudstödsrör	
15	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
16	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
17		BYGEL sidostöd nackstöd	
18		LEDSTYCKE huvudstöd/nackstöd	
19	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
20	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	

Sidostöd & fäste till nackstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F3.3**

Avser sprängskiss:
F3.3 - rev. B


Huvudstöd Side & Side+

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69101-1	HUVUDSTÖD Side Grå	1-16
	69101-2	HUVUDSTÖD Side Hygien	1-16
	69101-3	HUVUDSTÖD Side Svart	1-16
	69104-1	HUVUDSTÖD Side+ kpl med hylsor Grå	1-17
	69104-2	HUVUDSTÖD Side+ kpl med hylsor Hygien	1-17
	69104-3	HUVUDSTÖD Side+ kpl med hylsor Svart	1-17
1	69121	HUVUDSTÖDSSTOPPNING kallskum	
1	49921	KLÄDSEL huvudstöd Side Grå	
1	49923	KLÄDSEL huvudstöd Side Hygien	
1	49951	KLÄDSEL huvudstöd Side Svart Trevira	
2		STÖDPROFIL nackstöd	
3		BRICKA plast huvudstöd	
	12780	HUVUDSTÖDSRÖR beslag med klammer	10-16
4		PLÅT huvudstöd	
5	69141	STÄLLRÖR huvudstöd/nackstöd kpl	se blad F3.6
6	81194	SKRUV M6SF M6x16 fzb	
7	81455	BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
8	81522	MUTTER låsmutter M6	
9	87013	KARDBORRBAND 20mm	
	12783	HUVUDSTÖDSRÖR typ 2	13-16
10		KLAMMER huvudstödsrör	
11	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
12	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
13		HUVUDSTÖDSPROFIL alu	
14		LEDSTYCKE huvudstöd	
15	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
16	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	
17	69119-1	STÄLLHYLSA sidostöd huvudstöd kpl	se blad F3.4

Huvudstöd Side & Side+

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F3.4**

Avser sprängskiss:
F3.4 - rev. B


Sidostöd & fäste till huvudstöd

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69119-1	STÄLLHYLSA sidostöd huvudstöd kpl	1-5
1		STÄLLHYLSA sidostöd huvudstöd	
2		KLÄMBRICKA profil	
3		SKRUV K6S M6x35 sv helgängad	
4		FJÄDER klämbricka	
5		STJÄRNRATT M6 Braga 40x23	
	69181-1	SIDOSTÖD huvudstöd fast vinkel Fix Grå	
	69181-2	SIDOSTÖD huvudstöd fast vinkel Fix Hygien	
	69181-3	SIDOSTÖD huvudstöd fast vinkel Fix Svart	
6		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
6	49931	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Grå	
6	49932	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Hygien	
6	49941	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Svart Trevira	
		BYGEL med plåt sidostöd huvudstöd	7-11
7		PLÅT sidostöd	
8		BYGEL sidostöd	
9	81293	SKRUV K6S M6x10 sv.	
10	82135	TÄCKPROPP 12.5x5	
11	87164	KANTLIST F125	
	69182-1	SIDOSTÖD huvud. ställ. vinkel Vario Grå	12-24
	69182-2	SIDOSTÖD huvud. ställ. vinkel Vario Hygien	12-24
	69182-3	SIDOSTÖD huvud. ställ. vinkel Vario Svart	12-24
12		PLÅT sidostöd	
13		BÅLSTÖDSKUDDE ämne	
13	49931	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Grå	
13	49932	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Hygien	
13	49941	KLÄDSEL sidostöd huvudstöd Svart Trevira	
		BYGEL sidostöd huvudstöd kpl med klammer	18-24
14	81342	SKRUV K6S M5x10 sv.	
15	81521	MUTTER låsmutter M5	
16	81630	BRICKA NB 5x13x1	
17	87164	KANTLIST F125	
18		KLAMMER huvudstödsrör	
		BYGEL sidostöd kpl	21-24
19	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
20	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
21		LEDSTYCKE huvudstöd	
22		BYGEL sidostöd huvudstöd	
23	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
24	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	

Sidostöd och fäste till huvudstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F3.5**

Avser sprängskiss:
F3.5 - rev. A


Huvudstöd Basic

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69108-1	HUVUDSTÖD Basic Grå	1-13
	69108-2	HUVUDSTÖD Basic Hygien	1-13
	69108-3	HUVUDSTÖD Basic Svart	1-13
1	69121	HUVUDSTÖDSSTOPPNING kallskum	
1	49922	KLÄDSEL huvudstöd Basic Grå	
1	49924	KLÄDSEL huvudstöd Basic Hygien	
1	49952	KLÄDSEL huvudstöd Basic Svart	
	12780	HUVUDSTÖDSRÖR beslag med klammer	7-13
2		PLÅT huvudstöd enkel	
3	69141	STÄLLRÖR huvudstöd/nackstöd kpl	se blad F3.6
4	81195	SKRUV M6SF M6x12 fzb	
5	81522	MUTTER låsmutter M6	
6	87013	KARDBORRBAND 20mm	
		HUVUDSTÖDSRÖR typ 2	10-13
7		KLAMMER huvudstödsrör	
8	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
9	81523	MUTTER låsmutter fzb	
10		HUVUDSTÖDSPROFIL alu	
11		LEDSTYCKE huvudstöd	
12	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
13	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	

Huvudstöd Basic

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F3.6**

Avser sprängskiss:
F3.6 - rev. A


Ställrör huvudstöd/nackstöd kpl

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69141	STÄLLRÖR huvudstöd/nackstöd kpl	1-14
		STÄLLRÖRSPROFIL typ 2	4-7
		STÄLLRÖRSBESLAG kpl	8-14
1	81216	SKRUV DIN 607 M8x55	
2	81523	MUTTER låsmutter M8 fzb	
3	81603	BRICKA BRB8.4x16x1.5	
4		STÄLLRÖRSPROFIL 320	
5		LEDSTYCKE huvudstöd	
6	81230	SKRUV MLC6S M8x16	
7	82137	TÄCKPROPP 12.5x7.5	
		HYLSA ställrör kpl	10-14
8		PLÅTVINKEL ställrörsbeslag	
9	81455	BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
10		KLÄMBRICKA profil	
11		HYLSA ställrör huvudstöd	
12		SKRUV K6S M6x35 sv.	
13		FJÄDER klämbricka	
14		STJÄRNRATT M6 Braga 40x23	

Ställrör huvudstöd/nackstöd kpl

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F4.1**

Avser sprängskiss:
F4.1 - rev. B


Fäste bälte, väskkrok & profilstopp

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69710-1	FÄSTE BÄLTE kpl sats 2st HD Balance	1-4
		FÄSTE BÄLTE kpl HD Balance	1-4
1		KLAMMER yttre	
2		KLAMMER inre	
3	81116	SKRUV MRX 5x14	
4	81539	STANSMUTTER M5	
	13605-1	VÄSKKROK , par	5-8
	13605	VÄSKKROK	5-8
5		BYGEL väskkrok	
6		KLAMMER väskkrok	
7	81116	SKRUV MRX 5x14	
8	81539	STANSMUTTER M5	
	12799-1	PROFILSTOPP förp. 10st	9-10
	12799	PROFILSTOPP med skruv	9-10
9	12799-5	PROFILSTOPP	
10	81331	SKRUV P6SS M6x6	

Fäste bälte, väskkrok & profilstopp

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F5.1**

Avser sprängskiss:
F5.1 - rev. A


Bendelare & Bendelarfäste

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1	69605-2	BENDELARE liten standard	
1	69606-2	BENDELARE stor standard	
	49971	KLÄDSEL Bendelare Liten Std	
	49972	KLÄDSEL Bendelare Stor Std	
2	69615-2	BENDELARE liten framflyttad	
2	69616-2	BENDELARE stor framflyttad	
	49973	KLÄDSEL Bendelare Liten framflyttad	
	49974	KLÄDSEL Bendelare Stor framflyttad	
	69620-1	BENDELARFÄSTE kpl	3-10
		BENDELARFÄSTE	4-10
3	81342	SKRUV K6S M5x10 sv.	
4		VINKELPLÅT bendelarfäste	
		HYLSA ställrör kpl med ratt-klämbricka	6-10
5	81455	BLINDNIT 4.8x8 ST/ST	
6		KLÄMBRICKA profil	
7		HYLSA ställrör	
8		SKRUV K6S M6x35 sv.	
9		FJÄDER klämbricka	
10		STJÄARNRATT M6 Braga 40x23	

Bendelare & Bendelarfäste

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F6.1**

Avser sprängskiss:
F6.1 - rev. B


Fäste Bröstsele för Flexirygg

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69720-5	FÄSTE Bröstsele sats 2 st kpl med bandfäste	1-27
	69720-1	FÄSTE Bröstsele sats 2 st kpl	1-23
	69721-1	FÄSTPLÅT Fäste bröstsele kpl vänster	1-10
	69721-2	FÄSTPLÅT Fäste bröstsele kpl höger	1-10
	69724-1	STÄLLRÖR Fäste bröstsele kpl vänster	11-14
	69724-2	STÄLLRÖR Fäste bröstsele kpl höger	11-14
	69725-5	BANDFÄSTE nedre kpl fäste bröstsele	22-25
1		FÄSTPLÅT vänster	
1		FÄSTPLÅT höger	
2		KLÄMKLOSS	
	69727-5	HYLSA vänster kpl	15-21
	69726-6	HYLSA höger kpl	15-21
3	81329	SKRUV SK6SS M8x30	
4	81335	BULT MVBF M6x12 FZB	
5	81345	SKRUV K6S M8x20 FZB	
6	81522	MUTTER Låsmutter M6	
7	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
8	81602	BRICKA BRB6,4x12x1,5	
9	81603	BRICKA BRB8,4x16x1,5	
10	81674	BRICKA plast 25x5x8	
11		H-STÖDSPROFIL alu +10	
12		BANDPLÅT vänster	
12		BANDPLÅT höger	
13	81350	SKRUV K6S M8x16 SV.	
14	82137	TÄCKPROPP 12,5x7,5	
15		KLÄMBRICKA profil	
		HYLSA m. plåt vänster	
		HYLSA m. plåt höger	
16	81101	SKRUV MRX 5X8	
17	81317	SKRUV P6SS M6x20	
18	81529	MUTTER DIN 986 M6 Kupollåsmutter	
19	81896	FJÄDER klämbicka	
20		FIXLOCK 325 svart	
21		HYLSA bröstselefäste	
22		Plåt till hylsa	
23		BLINDNIT 4,8x8 ST/ST	
24		BANDPLÅT nedre	
25	81217	BULT MVBF M6x16 FZB	
26	81522	MUTTER Låsmutter M6	
27	81674	BRICKA pl. 25x5x8	

Fäste Bröstsele för Flexirygg

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F6.2**

Avser sprängskiss:
F6.2 - rev. B


Fäste Bröstsele för Planrygg

rev. 2025-02-07

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69730-5	FÄSTE Bröstsele sats 2 st kpl med bandfäste	1-24
	69730-1	FÄSTE Bröstsele sats 2 st kpl	1-20
	69731-1	FÄSTPLÅT Fäste bröstsele kpl vänster	1-13
	69731-2	FÄSTPLÅT Fäste bröstsele kpl höger	1-13
	69724-1	STÄLLRÖR Fäste bröstsele kpl vänster	14-17
	69724-2	STÄLLRÖR Fäste bröstsele kpl höger	14-17
	69725-5	BANDFÄSTE nedre kpl fäste bröstsele	21-24
	69727-5	HYLSA vänster kpl	8-13
	69726-5	HYLSA höger kpl	8-13
1		FÄSTPLÅT vänster	
1		FÄSTPLÅT höger	
2	81335	BULT MVBF M6x12 FZB	
3	81342	SKRUV K6S M5x10 SV.	
4	81521	MUTTER Låsmutter M5	
5	81522	MUTTER Låsmutter M6	
6	81601	BRICKA BRB 5,3x10x1	
7	81602	BRICKA BRB6,4x12x1,5	
8		KLÄMBRICKA profil	
		HYLSA m. plåt vänster	18-20
		HYLSA m. plåt höger	18-20
9	81101	SKRUV MRX 5X8	
10	81317	SKRUV P6SS M6x20	
11	81529	MUTTER DIN 986 M6 Kupollåsmutter	
12		FJÄDER klämbricka	
13		FIXLOCK 325 svart	
14		H-STÖDSPROFIL alu +10	
15		BANDPLÅT vänster	
15		BANDPLÅT höger	
16	81350	SKRUV K6S M8x16 SV.	
17	82137	TÄCKPROPP 12,5x7,5	
18		HYLSA bröstselefäste	
19		PLÅT till hylsa	
20	81455	BLINDNIT 4,8x80 ST/ST	
21	69725-2	BANDPLÅT nedre	
22	81217	BULT MVBF M6x16 FZB	
23	81522	MUTTER Låsmutter M6	
24	81674	BRICKA pl. 25x5x8	

Fäste Bröstsele för Planrygg

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F7.1**

Avser sprängskiss:
F7.1 - rev. B


Droppställning HD inkl fäste

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
1	69760	DROPPSTÄLLNING HD kpl med krok	1-3
1		DROPPSTÄLLNING HD utan krok	
2		KROK Droppställning HD	
3	81357	SKRUV K6S M5x14	
	69755-1	Fäste Droppställning för HD vänster	4-20
	69755-2	Fäste Droppställning för HD höger	4-20
4		LEDBRICKA tiltplåt	
5		VRIDPLÅT dröppställning vänster	
5		VRIDPLÅT dröppställning höger	
6		FÄSTE Droppställning	
7		KLAMMER A droppställning	
8		KLAMMER B droppställning	
9		PLÅTKLAMMER droppställning	
10	81229	BULT M6S M6x30 fzb	
11	81256	BULT MVBF M6x20 sv	
12	81294	SKRUV K6S M6x16 fzb	
13	81522	LÅSMUTTER M6	
14	81545	FLÄNSLÅSMUTTER hög DIN 6926 M6	
15	81602	BRICKA BRB6,4x12x1,5	
16	81615	BRICKA 10,2x18x1 fzb	
17	81620	BRICKA NB 6x19x1 sv.	
18	81655	BRICKA M6 6,4x18x1,6 DIN 9021 svart	
19	81951-5	STJÄRNRATT M6 Braga 32x21 svart	
20	81952-5	STJÄRNRATT M6 Braga 40x23 svart	
	69750-1	FÄSTE Droppställning vänster för HD / UTGÅTT 2022	
	69750-2	FÄSTE Droppställning höger för HD / UTGÅTT 2022	

Droppställning HD inkl fäste

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F8.1**Avser sprängskiss:
F8.1 - rev. A


Utfyllnadskudde

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69680	UTFYLLNADSKUDDE par 1cm	1-2
1	69681	UTFYLLNADSKUDDE vänster 1cm	
2	69682	UTFYLLNADSKUDDE höger 1cm	

Utfyllnadskudde

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad F9.1**

Avser sprängskiss:
F9.1 - rev. A


Fotplattspolstring delad och hel fotplatta

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	62991-1	FOTPLATTSPOLSTRING sb38-42 sats 2st	1-2
	64991-1	FOTPLATTSPOLSTRING sb46-50 sats 2st	1-2
1		FOTPLATTSPOLSTRING liten fotplatta	
1		FOTPLATTSPOLSTRING stor fotplatta	
2	87001	NEVOGRIP 30mm mjuk svart, självhäftande	
	62993-1	POLSTRING hel fotplatta sb38 kpl	3-4
	63993-1	POLSTRING hel fotplatta sb42 kpl	3-4
	64993-1	POLSTRING hel fotplatta sb46 kpl	3-4
	65993-1	POLSTRING hel fotplatta sb50 kpl	3-4
3		POLSTRING hel fotplatta sb38	
3		POLSTRING hel fotplatta sb42	
3		POLSTRING hel fotplatta sb46	
3		POLSTRING hel fotplatta sb50	
4	87013	KARDBORRBAND 20mm svart	

Fotplattspolstring delad och hel fotplatta

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad F10.1
Avser sprängskiss: F10.1 - rev. A	Elektrisk tilt-rygg	rev. 2015-06-30

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69801	ELEKTRISK Tilt-Rygg kpl sats	1-6
1	69821	STÄLLDON Tilt med fästen	7-24
2	69825	STÄLLDON Rygg kpl	25-30
3	69829-1	HÅLLARE Styrenhet kpl med skruv	31-34
4	69835	STYRENHET 2-kanalig	
5	69837	HANDKONTROLL Linak HD-folie	
6	69840	LADDARE med EU-plugg Linak styrenhet	35-36
7		STÄLLDON tilt	
8		ADAPTERFÄSTE	
9	69823-6	BRICKA rostfri	
10		KLAMMERFÄSTE	
11		KLAMMER	
12	69824-3	PLÅTHÄNGSLE	
13		BRICKA klammerfäste	
14		LEDTAPP plåthängsle	
15		DISTANSBRICKA	
16		TAPP	
17		LEDTAPP adapterfäste	
18	81247	SKRUV MC6S M8x40 FZB	
19	81291	SKRUV MC6S M6x12	
20	81332	SKRUV SK6SS M8x20	
21	81523	MUTTER Låsmutter M8 FZB	
22	81603	BRICKA BRB8,4x16x1,5	
23	81731	SPÅRRING SGA 10	
24	81735	SPÅRRING SGA 12	
25		STÄLLDONSFÖRLÄNGNING	
26		ÄNDFÄSTE ställdon	
27		TAPP	
28		STÄLLDON Rygg Linak	
29		MOTORKABEL polvänd	
30	81735	SPÅRRING SGA 12	
31		HÅLLARE Styrenhet	
32	81103	SKRUV MRX 5x16	
33	81291	SKRUV MC6S M6x12	
34	81521	MUTTER Låsmutter M5	
35		LADDARE	
36		PLUGG EU laddare	

Elektrisk tilt-rygg

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB




Reservdelsslista	HD Balance	Blad F11.1
Avser sprängskiss: F11.1 - rev. A	Axelstöd	rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	69201-3	AXELSTÖD Swing kpl vänster Svart Trevira	1-32
	69202-3	AXELSTÖD Swing kpl höger Svart Trevira	1-32
	69221-3	AXELSTÖD Swing ställbart vänster Svart Trevira	1-8
	69222-3	AXELSTÖD Swing ställbart höger Svart Trevira	1-8
	69210-1	AXELSTÖDSFÄSTE kpl vänster	9-14
	69210-2	AXELSTÖDSFÄSTE kpl höger	9-14
	69219-1	RAMFÄSTE kpl	15-18
		LED Axelstöd Swing kpl vänster	23-32
		LED Axelstöd Swing kpl höger	23-32
1		STÄLLPROFIL Axelstöd	
2	81355	SKRUV K6S M6x20 sv	
3	82135	TÄCKPROPP 12.5x5.25	
4		PLÅT Kort kpl ställbart	
5	87164	KANTLIST F125	
6		BÄLSTÖDSKUDDE ämne	
7	49957	KLÄDSEL Bålstöd ställbart kort Svart Trevira	
8	81315	SKRUV P6SS M6x8	
9		STOLPE Axelstödsfäste	
		HÅLLARE kpl vänster	19-22
		HÅLLARE kpl höger	19-22
10		LEDBUSSNING axelstödsfäste	
11	81522	LÅSMUTTER M6	
12	81602	BRICKA BRB6.4x12x1.5	
13	81220	BULT M6S M6x25 FZB	
14	81249	SKRUV K6S M6x25 10.9	
15		RAMFÄSTE	
16	81522	LÅSMUTTER M6	
17	81231	SKRUV MC6S M6x16	
18	81335	BULT MVBF M6x12 fzb	
19		HÅLLARE axelstödsfäste vänster	
19		HÅLLARE axelstödsfäste höger	
20		TRYCKTAPP hållare axelstödsfäste	
21	81327	SKRUV T6SS M5x6	
22		FJADER	
23		FÄSTTAPP	
24		LEDGAFFEL vänster	
24		LEDGAFFEL höger	
25		INNERLED	
26		BUSSNING	
27		LEDTAPP	
28		TRYCKKNAPP Swing	
29	81355	SKRUV K6S M6x20 SV.	
30	81396	SKRUV MC6S M6x22 fzb	
31		LÅSMUTTER M6	
32		Fjäder 2450	

Axelstöd

Denna ritning får ej kopieras eller överlämnas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad F12.1**

Avser sprängskiss:
F12.1 - rev. B


Syrgashållare HD

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	56905	SYRGASHÅLLARE HD 2 Liter kpl med klammer	1-20
	56906-1	HYLLA kpl Syrgashållare HD 2 Liter vänster	1-14
	56908-1	KLAMMER kpl vänster till Syrgashållare HD	15-20
1		PLÅTHYLLA Syrgashållare 2 Liter	
2		FÄSTTAPP Syrgashållare HD	
3		STÖDKLACK Syrgashållare HD	
4	56909-1	FÄSTREM Syrgashållare HD	
5	81620	BRICKA NB 6x19x1 sv.	
6	81607	BRICKA NB 6x16x1 FZB	
7	81623	BRICKA Kupad 6x15	
8	81350	SKRUV K6S M8x16 sv.	
9	81522	MUTTER Låsmutter M6	
10		ANSATSSKRUV Syrgashållare HD	
11		SPÄNNSKRUV Syrgashållare HD	
12		BRICKA SS 6x25x1	
13		FJÄDER Klämbricka	
14		Dämpkudde halv lodrätt	
15		KLAMMER Syrgashållare HD	
16		LÅSKLACK Syrgashållare HD	
17		LÅSTAPP Syrgashållare HD	
18	62776	KNOPP Låstapp	
19	81287	SKRUV MC6S M6x20	
20	81898	FJÄDER sprint	

Syrgashållare HD

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelsslista**HD Balance****Blad G1.1**

Avser sprängskiss:

Sittdynor


G1.1 - rev. A

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	68201	SITTDYNA sb38 Grå	
	68301	SITTDYNA sb42 Grå	
	68401	SITTDYNA sb46 Grå	
	68501	SITTDYNA sb50 Grå	
	49211	KLÄDSEL sits sb38 Grå	
	49311	KLÄDSEL sits sb42 Grå	
	49411	KLÄDSEL sits sb46 Grå	
	49511	KLÄDSEL sits sb50 Grå	
	68204	SITTDYNA sb38 Hygien	
	68304	SITTDYNA sb42 Hygien	
	68404	SITTDYNA sb46 Hygien	
	68504	SITTDYNA sb50 Hygien	
	49214	KLÄDSEL sits sb38 Hygien	
	49314	KLÄDSEL sits sb42 Hygien	
	49414	KLÄDSEL sits sb46 Hygien	
	49514	KLÄDSEL sits sb50 Hygien	
	68203	SITTDYNA sb38 Svart	
	68303	SITTDYNA sb42 Svart	
	68403	SITTDYNA sb46 Svart	
	68503	SITTDYNA sb50 Svart	
	49213	KLÄDSEL sits sb38 Svart Trevira	
	49313	KLÄDSEL sits sb42 Svart Trevira	
	49413	KLÄDSEL sits sb46 Svart Trevira	
	49513	KLÄDSEL sits sb50 Svart Trevira	
	68205	SITTDYNA sb38 förlängd +5cm Grå	
	68305	SITTDYNA sb42 förlängd +5cm Grå	
	68405	SITTDYNA sb46 förlängd +5cm Grå	
	68505	SITTDYNA sb50 förlängd +5cm Grå	
	49215	KLÄDSEL sits sb38 förlängd +5cm Grå	
	49315	KLÄDSEL sits sb42 förlängd +5cm Grå	
	49415	KLÄDSEL sits sb46 förlängd +5cm Grå	
	49515	KLÄDSEL sits sb50 förlängd +5cm Grå	
	68208	SITTDYNA sb38 förlängd +5cm Hygien	
	68308	SITTDYNA sb42 förlängd +5cm Hygien	
	68408	SITTDYNA sb46 förlängd +5cm Hygien	
	68508	SITTDYNA sb50 förlängd +5cm Hygien	
	49218	KLÄDSEL sits sb38 förlängd +5cm Hygien	
	49318	KLÄDSEL sits sb42 förlängd +5cm Hygien	
	49418	KLÄDSEL sits sb46 förlängd +5cm Hygien	
	49518	KLÄDSEL sits sb50 förlängd +5cm Hygien	
	68207	SITTDYNA sb38 förlängd +5cm Svart	
	68307	SITTDYNA sb42 förlängd +5cm Svart	
	68407	SITTDYNA sb46 förlängd +5cm Svart	
	68507	SITTDYNA sb50 förlängd +5cm Svart	
	49217	KLÄDSEL sits sb38 förlängd +5cm Svart Trevira	
	49317	KLÄDSEL sits sb42 förlängd +5cm Svart Trevira	
	49417	KLÄDSEL sits sb46 förlängd +5cm Svart Trevira	
	49517	KLÄDSEL sits sb50 förlängd +5cm Svart Trevira	

Sittdynor

Denna ritning får ej kopieras eller överlätas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad G2.1**

Avser sprängskiss:
G2.1 - rev. C


Ryggdyna standard

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	68281	RYGGDYNA standard sb38 Grå	
	68381	RYGGDYNA standard sb42 Grå	
	68481	RYGGDYNA standard sb46 Grå	
	68581	RYGGDYNA standard sb50 Grå	
	48221	KLÄDSEL rygg standard sb38 Grå	
	48321	KLÄDSEL rygg standard sb42 Grå	
	48421	KLÄDSEL rygg standard sb46 Grå	
	48521	KLÄDSEL rygg standard sb50 Grå	
	68282	RYGGDYNA standard sb38 Hygien	
	68382	RYGGDYNA standard sb42 Hygien	
	68482	RYGGDYNA standard sb46 Hygien	
	68582	RYGGDYNA standard sb50 Hygien	
	48222	KLÄDSEL rygg standard sb38 Hygien	
	48322	KLÄDSEL rygg standard sb42 Hygien	
	48422	KLÄDSEL rygg standard sb46 Hygien	
	48522	KLÄDSEL rygg standard sb50 Hygien	
	68291	RYGGDYNA standard sb38 Svart	
	68391	RYGGDYNA standard sb42 Svart	
	68491	RYGGDYNA standard sb46 Svart	
	68591	RYGGDYNA standard sb50 Svart	
	48231	KLÄDSEL rygg standard sb38 Svart Trevira	
	48331	KLÄDSEL rygg standard sb42 Svart Trevira	
	48431	KLÄDSEL rygg standard sb46 Svart Trevira	
	48531	KLÄDSEL rygg standard sb50 Svart Trevira	
	68283	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb38 Grå	
	68383	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb42 Grå	
	68483	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb46 Grå	
	68583	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb50 Grå	
	48223	KLÄDSEL rygg std förlängd +10 sb38 Grå	
	48323	KLÄDSEL rygg std förlängd +10 sb42 Grå	
	48423	KLÄDSEL rygg std förlängd +10 sb46 Grå	
	48523	KLÄDSEL rygg std förlängd +10 sb50 Grå	
	68284	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb38 Hygien	
	68384	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb42 Hygien	
	68484	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb46 Hygien	
	68584	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb50 Hygien	
	48224	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb38 Hygien	
	48324	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb42 Hygien	
	48424	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb46 Hygien	
	48524	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb50 Hygien	
	68293	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb38 Svart	
	68393	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb42 Svart	
	68493	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb46 Svart	
	68593	RYGGDYNA std förlängd +10cm sb50 Svart	
	48233	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb38 Svart Trevira	
	48333	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb42 Svart Trevira	
	48433	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb46 Svart Trevira	
	48533	KLÄDSEL rygg std förlängd +10cm sb50 Svart Trevira	

Ryggdyna standard

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB



Reservdelslista**HD Balance****Blad G2.2**

Avser sprängskiss:
G2.2 - rev. B

Ryggdyna Plan

rev. 2025-02-10

Pos.	Art.nr.	Benämning	Inkl.
	68285	RYGGDYNA Plan sb38 Grå	
	68385	RYGGDYNA Plan sb42 Grå	
	68485	RYGGDYNA Plan sb46 Grå	
	68585	RYGGDYNA Plan sb50 Grå	
	48225	KLÄDSEL rygg plan sb38 Grå Trevira	
	48325	KLÄDSEL rygg plan sb42 Grå Trevira	
	48425	KLÄDSEL rygg plan sb46 Grå Trevira	
	48525	KLÄDSEL rygg plan sb50 Grå Trevira	
	68286	RYGGDYNA Plan sb38 Hygien	
	68386	RYGGDYNA Plan sb42 Hygien	
	68486	RYGGDYNA Plan sb46 Hygien	
	68586	RYGGDYNA Plan sb50 Hygien	
	48226	KLÄDSEL rygg plan sb38 Hygien	
	48326	KLÄDSEL rygg plan sb42 Hygien	
	48426	KLÄDSEL rygg plan sb46 Hygien	
	48526	KLÄDSEL rygg plan sb50 Hygien	
	68295	RYGGDYNA Plan sb38 Svart Trevira	
	68395	RYGGDYNA Plan sb42 Svart Trevira	
	68495	RYGGDYNA Plan sb46 Svart Trevira	
	68595	RYGGDYNA Plan sb50 Svart Trevira	
	48235	KLÄDSEL rygg plan sb38 Svart Trevira	
	48335	KLÄDSEL rygg plan sb42 Svart Trevira	
	48435	KLÄDSEL rygg plan sb46 Svart Trevira	
	48535	KLÄDSEL rygg plan sb50 Svart Trevira	
	68287	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb38 Grå	
	68387	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb42 Grå	
	68487	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb46 Grå	
	68587	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb50 Grå	
	48227	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb38 Grå Trevira	
	48327	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb42 Grå Trevira	
	48427	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb46 Grå Trevira	
	48527	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb50 Grå Trevira	
	68288	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb38 Hygien	
	68388	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb42 Hygien	
	68488	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb46 Hygien	
	68588	RYGGDYNA Plan förlängd +10cm sb50 Hygien	
	48228	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb38 Hygien	
	48328	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb42 Hygien	
	48428	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb46 Hygien	
	48528	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb50 Hygien	
	68297	RYGGDYNA Plan förlängd +10 sb38 Svart	
	68397	RYGGDYNA Plan förlängd +10 sb42 Svart	
	68497	RYGGDYNA Plan förlängd +10 sb46 Svart	
	68597	RYGGDYNA Plan förlängd +10 sb50 Svart	
	48237	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb38 Svart Trevira	
	48337	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb42 Svart Trevira	
	48437	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb46 Svart Trevira	
	48537	KLÄDSEL rygg plan förlängd +10 sb50 Svart Trevira	

Ryggdyna Plan

Denna ritning får ej kopieras eller överlåtas utan tillstånd av HD Rehab AB

