

Sittdyna (A) till HD Force finns i två varianter, Fast och Mjuk. Sittdynan placeras normalt centrerad över sittplattan, så att sittplattan täcks. Dynan fästs på sitsen med kardborrband.



Sittdyna

Sittdynan är uppbyggd av skum i olika fasthet. Dynans nominella tjocklek är 7 cm och bredden passar den aktuella rullstolsmodell. Val av dynmodell, Fast eller Mjuk, bör avgöras utifrån brukarens behov och med tryckmätning.

Klädsel

Sittdynan har en heltäckande klädsel av svart stretchig velour. Sittytan har motsatt luggriktning som förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Klädseln är avtagbar och kan tvättas i 60°. Klädslar finns även att beställa separat.

Inkontinensskydd

Till sittdynan finns även överdragsklädsel i form av en hättan som skyddar mot inkontinens. Hättan är tvättbar i 60 grader.

Tänk på

- Sittdynor har en begränsad livslängd beroende på användning. Dynorna ska kontrolleras regelbundet för brukarens komfort och säkerhet. Vid behov byts nedsuttna och uttjänta dynor ut.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 97750.